

QuickSuite®

Feuchtigkeitsmanagement und Sicherheit der Arbeitsumgebung



**Mehr
Effizienz.
Mehr
Sicherheit.**



Die Lösung von Medline für das Feuchtigkeitsmanagement

Als weltweiter Anbieter umfassender Lösungen für das Feuchtigkeitsmanagement erfüllt Medline die Bedürfnisse von Gesundheitseinrichtungen, indem es ein breites Sortiment hochwertiger und kosteneffizienter Produkte anbietet, die die klinischen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Die Wahl eines Feuchtigkeitsmanagementsystems ist nicht nur ein wichtiger Schritt für die bestmögliche und effiziente Pflege, sondern auch für den Schutz der Geräte.

Die Sahara OP-Tischabdeckungen der Produktlinie QuickSuite® wurden entwickelt, um Feuchtigkeit zu managen und den Arbeitsablauf im Operationssaal zu optimieren. Sie tragen dazu bei, die Reinigungszeit zu verkürzen, indem sie Flüssigkeiten während des Eingriffs absorbieren und den Patienten und das Equipment trocken halten.

Mit einer Vielzahl von QuickSuite® Zubehör, anpassbaren QuickSuite® Sets und Liqui-Loc® Bodensaugmatten gibt es vielfältige Möglichkeiten, Ihre Feuchtigkeitsmanagementlösung perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.


Inhalt

QuickSuite® 4

Sahara OP-Tischabdeckungen	4
QuickSuite® Zubehör	8
QuickSuite® OP-Tischabdeckungs Sets	12

Sicherheit der Arbeitsumgebung

Produkte für die Sicherheit der Arbeitsumgebung	14
---	----




**Entwickelt, um
den Arbeitsablauf
im Operationssaal
zu optimieren**

Sahara OP-Tischabdeckungen

Mehr Effizienz. Mehr Sicherheit. Reduzierte Kosten.

Die Sahara OP-Tischabdeckungen von Medline nehmen Flüssigkeit auf und verfügen über eine undurchlässige Rückseite, die ein effektives Feuchtigkeitsmanagement ermöglicht und die Lebensdauer des OP-Tisches verlängert.



+

Wattierte obere Schicht aus Polypropylen-Vlies sorgt für Komfort und reduziert die Fusselbildung

+

Mittlere saugfähige Schicht, verstärkt durch eine Polymertechnologie, die Feuchtigkeit aufnimmt und damit die Haut schützt.

+

Undurchlässige untere Schicht, die den OP-Tisch trocken hält.

1

Mehr Effizienz

Ermöglicht ein schnelles und effizientes Vorbereiten und Reinigen des Operationstisches

2

Komfort erhöhen

Hält den Patienten trocken

3

Reduzierte Kosten

Vermeiden Sie Kosten, die mit der Nutzung und Aufbereitung von Mehrweg-Wäsche verbunden sind

Sahara OP-Tischabdeckungen


Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Wählen Sie die Sahara OP-Tischabdeckung, die Ihre Anforderungen an Absorptionsfähigkeit und Patientenlagerung erfüllt. Ein vielfältiges Produktangebot zum Schutz Ihres OP-Tisches steht Ihnen zur Verfügung.

Sahara OP-Tischabdeckungen sind in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich:


Griffige Rückseite

Strukturiertes Polyethylen erhöht die Haftung zwischen dem Tuch und der Oberfläche des Operationstisches



Standard Rückseite

Glattes Polyethylen, das eine bessere Beweglichkeit ermöglicht




Sahara OP-Tischabdeckungen, kurz

Für die Steinschnittlage

Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (kurz) **Griffig**

Speziell für gynäkologische und urologische Eingriffe entwickelt.

102 cm x 152 cm | Artikelnummer: DYND4060SBE



Sahara OP-Tischabdeckungen lang

Für die Rückenlage

Sahara hoch absorbierende OP-Tischabdeckung (lang) **Griffig**

Diese Abdeckung eignet sich ideal für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen, die weniger als drei Stunden dauern.

102 cm x 229 cm | Artikelnummer: DYND4090SBE



Sahara OP-Tischabdeckung mit Rundunggummizug **Griffig**

Diese OP-Tischabdeckung wurde für einen besseren Halt auf dem Tisch, der Liege oder der Bahre entwickelt.

102 cm x 229 cm | Artikelnummer: DYNDE4090FTD



Sahara schützende OP-Tischabdeckung **Griffig**

Diese nicht absorbierende Tischabdeckung ist geeignet für kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.

102 cm x 229 cm | Artikelnummer: DYND4090NA



Sahara Economy OP-Tischabdeckung **Standard**

Diese Tischabdeckung eignet sich ideal für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen, die weniger als drei Stunden dauern.

102 cm x 229 cm | Artikelnummer: DYND4090E



QuickSuite® ist auch für Angiographie-Tische erhältlich.

Sahara saugfähige Angiographie-Tischabdeckung **Standard**

102 cm x 310 cm | Artikelnummer: QSS01

Artikelnummer	Beschreibung	Rückseite	Größe	Packungseinheit
DYND4090SBE	Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (lang)	Griffig	102 cm x 229 cm	20 St./Karton
DYNDE4090FTD	Sahara OP-Tischabdeckung mit elastischem Gummizug	Griffig	102 cm x 229 cm	20 St./Karton
DYND4090NA	Sahara schützende OP-Tischabdeckung	Griffig	102 cm x 229 cm	40 St./Karton
DYND4060SBE	Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (kurz)	Griffig	102 cm x 152 cm	20 St./Karton
QSS01	Sahara Angiographie-OP-Tischabdeckung	Standard	102 cm x 310 cm	40 St./Karton
DYND4090E	Sahara Economy OP-Tischabdeckung	Standard	102 cm x 229 cm	20 St./Karton

QuickSuite® Zubehör

Vielfältige Produkte zur Vervollständigung Ihrer Feuchtigkeitsmanagement Lösung


Zusätzlich zu den Sahara OP-Tischabdeckungen bietet Medline weitere Komponenten an, um Ihre Feuchtigkeitsmanagementlösung zu vervollständigen und den Komfort und die Wahrung der Privatsphäre der Patienten bei Untersuchungen und Operationen sowie in der perioperativen und postoperativen Phase zu gewährleisten.

OP-Tisch Schutz

Abdeckung Kopfauflage

Diese Abdeckung ist in zwei Größen erhältlich und schützt den Kopfteil des Operationstisches vor Beschädigungen.

38 cm x 39 cm | Artikelnummer: DYKQSHPC1CEA



45 cm x 55 cm | Artikelnummer: QSHPC



Armlehnenbezug mit Gurt

Diese Abdeckung schützt die Armlehnen des Operationstisches vor Beschädigungen und ist in einer Standardversion und mit Gummizug erhältlich.

Standard | 72,5 cm x 33,5 cm | Artikelnummer: QSACOVER



Mit Gummizug | 75 cm x 39 cm | Artikelnummer: QSACELO1



Lagerung des Patienten

Körnergurt

Sorgt für eine sichere Lagerung der Patienten auf dem Operationstisch.

10 cm x 83,5 cm | Artikelnummer: ORS01



Umlagerungstücher

Die Umlagerungstücher sind in verschiedenen Gewichten und mit oder ohne Griffe erhältlich. Sie sind für die Umlagerung und den Transfer der Patienten zum und vom Operationstisch optimal geeignet.

≥ 224 kg | Ohne Griffe | 152 cm x 198 cm | Artikelnummer: DYNDDS6078E



≥ 200 kg | Ohne Griffe | 102 cm x 152 cm | Artikelnummer: DYNDDS4060E



≥ 220 kg | Mit Griffen (für Hebesysteme geeignet) | 90 cm x 175 cm (einschließlich Griffen) | Artikelnummer: QSL501



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Packungseinheit
DYKQSHPC1CEA	Abdeckung Kopfauflage	38 cm x 39 cm	300 St./Karton
QSHPC	Abdeckung Kopfauflage	45 cm x 55 cm	300 St./Karton
QSACOVER	Armlehnenbezug mit Gurt	72,5 cm x 33,5 cm	100 St./Karton
QSACEL01	Armlehnenbezug mit elastischem Gummizug und Gurt	75 cm x 39 cm	100 St./Karton
ORS01	Körnergurt	10 cm x 83,5 cm	24 St./Karton
DYNDDS6078E	Umlagerungstuch	152 cm x 198 cm	100 St./Karton
DYNDDS4060E	Umlagerungstuch	102 cm x 152 cm	100 St./Karton
QSL501	Umlagerungstuch mit Griffen	75 cm x 39 cm	100 St./Karton

Einweg-Patientendecken

Einweg-Patientendecke, weiß

Diese Decke kann für den Komfort und die Wahrung der Privatsphäre des Patienten bei Untersuchungen und Operationen verwendet werden.

110 cm x 210 cm | Artikelnummer: DORB01



Einweg-Patientendecke, marineblau

Diese leichte Decke aus recyceltem Flaum hilft, die Temperatur des Patienten zu regulieren.

110 cm x 210 cm | Artikelnummer: DORB03



Äußere Schicht

- Polypropylen für Flammbeständigkeit




Innere Schicht

- Hochwertiger Polyesterflaum sorgt für Atmungsaktivität

Äußere Schicht

- Polypropylen für Flammbeständigkeit
- Dunkelblaue Farbe, um biologische Flüssigkeiten und Flecken unsichtbar zu halten und die Privatsphäre der Patienten zu wahren



Innere Schicht

- Recycelter hochwertiger Polyesterflaum sorgt für Atmungsaktivität

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Packungseinheit
DORB01	Einweg-Patientendecke, weiß	110 cm x 210 cm	30 St./Karton
DORB03	Einweg-Patientendecke, marineblau	110 cm x 210 cm	30 St./Karton

Wussten Sie schon, dass unsere marineblaue Einweg-Patientendecke zu 60 % aus recyceltem Polyester besteht?



**Bietet Wärme,
Komfort und
wahrt die
Privatsphäre**

QuickSuite® OP-Tisch-Sets

Abfallreduzierung und Effizienzsteigerung.

Die QuickSuite® OP-Tischabdeckungs-Sets von Medline bestehen aus verschiedenen Einwegkomponenten, die eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung des Operationstisches ermöglichen.

Artikelnummer: DYKQSUITEL2CEA, 2 Komponenten:

- 1 x Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (lang) **Griffig**
- 1 x Umlagerungstuch



Artikelnummer: DYKQSUITEL2CEASB, 2 Komponenten:

- 1 x Sahara Economy OP-Tischabdeckung **Standard**
- 1 x Umlagerungstuch



Artikelnummer: DYKQSUITEL3CEA, 3 Komponenten:

- 1 x Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (lang) **Griffig**
- 1 x Umlagerungstuch
- 2 x Armlehnenbezüge mit Gurt



Artikelnummer: DYKQSUITEL4CEA, 4 Komponenten:

- 1 x Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (lang) **Griffig**
- 1 x Umlagerungstuch
- 2 x Armlehnenbezüge mit Gurt
- 1 x Abdeckung Kopfauflage



Gynäkologie-/Urologie-Sets

Artikelnummer: DYKQS01, 3 Komponenten:

- 1 x Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (kurz) **Griffig**
- 1 x Umlagerungstuch
- 2 x Armlehnenbezüge mit Gurt



Artikelnummer: DYKQSC02, 3 Komponenten:

- 1 x Sahara hochabsorbierende OP-Tischabdeckung (kurz) **Griffig**
- 1 x Umlagerungstuch
- 2 x Einweg-Unterlagen




Artikelnummer	Sahara-Tuch (1x)		Umlagerungs- tuch (1x)	Armlehnen- bezug mit Gurt (2x)	Abdeckung Kopfauflage (1x)	Einweg- Unterlagen (3x)	Packungs- einheit
	102 cm x 229 cm	102 cm x 152 cm					
DYKQSUITEL2CEA	x		x				24 St./Karton
DYKQSUITEL2CEASB	x		x				24 St./Karton
DYKQSUITEL3CEA	x		x	x			16 St./Karton
DYKQSUITEL4CEA	x		x	x	x		16 St./Karton
DYKQS01		x	x	x			30 St./Karton
DYKQSC02		x	x			x	16 St./Karton

Kundenindividuelle QuickSuite® Sets


Stellen Sie Ihr eigenes Set zusammen.

Sie können Ihr individuelles Set von QuickSuite® zusammenstellen, indem Sie eine Sahara OP-Tischabdeckung auswählen und sie mit beliebig viel QuickSuite® Zubehör kombinieren. Kontaktieren Sie gerne Ihren Medline Außendienstmitarbeiter für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.

Sahara OP-Tischabdeckung (wählen Sie eine aus)



**Sahara hochabsorbierende
OP-Tischabdeckung (lang)**
DYND4090SBE



**Sahara hochabsorbierende
OP-Tischabdeckung (kurz)**
DYND4060SBE




**Sahara OP-Tischabdeckung
mit Rundumgummizug**
DYNDE4090FTD



**Sahara schützende
OP-Tischabdeckung**
DYND4090NA



QuickSuite Zubehör (wählen Sie beliebig viel aus)



Abdeckung Kopfauflage
DYKQSHPC1CEA
(38 cm x 39 cm)
QSHPC (45 cm x 55 cm)




Armlehnenbezüge mit Gurt
QSACOVER (ohne Gummizug)
QSACEL01 (mit Gummizug)



Körpergurte
ORS01



Umlagerungstücher
DYND4060E (lang)
DYND4060E (kurz)
QSL01 (mit Griffen)

A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue medical scrubs and blue slip-on shoes. They are standing on a white, textured protective mat. In the background, there is a black metal frame, likely part of a medical table or bed, and a blue fabric draped over it. The lighting is bright and clinical.

**Entwickelt, um
den Arbeitsablauf
im Operationssaal
zu optimieren**

Produkte für die Sicherheit der Arbeitsumgebung

Ausrutschen und Stürze sind Gefahren bei nassen Fußböden. Im klinischen Alltag, kann es zu feuchten Böden kommen, so dass Menschen in Kliniken täglich Gefahren, wie Ausrutschen, Stolpern und Stürzen ausgesetzt ist.

Risikobereiche:



Operationssaal
und Labor-
arbeitsplätze



Untersuchungs-
räume



Waschbereiche



Entbindungs-
stationen



Zentralsterilisation/
AEMP

Liqui-Loc® Bodensaugmatte

- **Flüssigkeitsundurchlässige rutschfeste Rückseite**
- **Tropfsicher**, speichert und bindet Flüssigkeiten
- **Einfache Entsorgung hygienisch und sicher**
- Einsatzmöglichkeiten:
 - Als Unterlage für Personal und Hocker
 - In Bereichen mit engem Kontakt zwischen Personal und Patienten (OP-Tisch, Untersuchungsraum, Waschbecken)
 - An Orten, an denen große Flüssigkeitsmengen entstehen (Gynäkologie, Urologie, Arthroskopie)



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Anti-Rutsch	Packungseinheit
ORLLPBS	Liqui-Loc® – klein	71,1 cm x 101,6 cm	2,2 l	Ja	13 St./Karton
ORLLPBM	Liqui-Loc® – mittel	71,1 cm x 142,2 cm	3,0 l	Ja	10 St./Karton
ORLLPBL	Liqui-Loc® – groß	71,1 cm x 182,8 cm	3,9 l	Ja	8 St./Karton

Doppelseitig absorbierende Bodenmatte

- **Beidseitige Absorption**, um größere Flüssigkeitsmengen aufzunehmen
- **Tropfsicher**, speichert und bindet Flüssigkeiten
- **Unterstützt den Reinigungsprozess** und absorbiert Flüssigkeiten
- **Einfache Entsorgung, hygienisch und sicher**
- **Nur für eine schnelle Aufnahme und Bindung großer Flüssigkeitsmengen geeignet.** Nicht als Unterlage geeignet.



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Anti-Rutsch	Packungseinheit
ORDSFMAT	Doppelseitig absorbierende Bodenmatte	75 cm x 38 cm	7 l	Nein	50 St./Karton

Verbessern Sie die OP-Effizienz.



Mehr Sicherheit

Verringern Sie das Risiko von Kreuzkontamination durch die absorbierende Sahara OP-Tischabdeckung.



Effizienz steigern

Verkürzen Sie die Wechselzeiten durch die leicht zu handhabenden, perfekt auf Ihre Bedürfnisse angepassten Sets.



Reduzierte Kosten

Vermeiden Sie Kosten, die mit der Nutzung und Aufbereitung von Mehrweg-Wäsche verbunden sind und schützen Sie Ihre OP-Ausrüstung.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o
MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld,
Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Alle Produkte (mit Ausnahme von DORB01) sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und zur Anwendung durch medizinische Fachkräfte bestimmt. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129_DE 12/2023.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich 