

# QuickSuite® y soluciones de seguridad para el suelo

Catálogo de productos para el control de la humedad y la seguridad para el suelo



**Mejore  
la eficiencia.  
Fomente  
la seguridad.**



## La solución de control de la humedad de Medline

Como proveedor mundial de soluciones integrales para el control de la humedad, Medline satisface las necesidades de instalaciones como la suya ofreciendo una amplia gama de productos rentables y de alta calidad que cumplen plenamente los requisitos clínicos.

La elección de un sistema de control de la humedad no es solo un paso importante para proporcionar la mejor y más eficiente atención posible, sino que también es fundamental para garantizar la protección de los equipos.

Las sábanas para mesa de operaciones Sahara de QuickSuite están diseñadas para controlar la humedad y optimizar el flujo de trabajo en el quirófano. Ayudan a reducir el tiempo de limpieza absorbiendo y reteniendo líquidos durante los procedimientos y manteniendo secos al paciente y al equipo.

Con una gran variedad de accesorios QuickSuite, kits QuickSuite personalizables y alfombrillas Liqui-Loc™, las posibilidades son infinitas para adaptar perfectamente su solución de control de la humedad a sus necesidades.

# Índice de contenidos

<b>QuickSuite</b>	<b>4</b>
Sábanas para mesa de operaciones Sahara	4
Accesorios QuickSuite	8
Kit para mesa de operaciones QuickSuite	12
<b>Seguridad para el suelo</b>	<b>14</b>
Productos de seguridad para el suelo	14




**Diseñado para  
optimizar el flujo  
de trabajo en el  
quirófano**

# Sábanas para mesa de operaciones Sahara

Aumente la eficiencia. Fomente la seguridad. Reduzca los costes.

Las sábanas para mesa de operaciones Sahara de Medline tienen una función de absorción combinada con un revestimiento impermeable, lo que favorece un control eficaz de la humedad y la optimización de la vida útil de la mesa de operaciones.



Capa superior acolchada de polipropileno no tejido para garantizar la comodidad y reducir las partículas en el ambiente



Capa absorbente intermedia reforzada con tecnología de polímero central que retiene rápidamente la humedad, manteniendo la integridad de la piel



Capa inferior impermeable que mantiene todos los fluidos alejados de la mesa de operaciones

**1**

## Aumenta la eficiencia

Permite preparar y limpiar la mesa de operaciones de forma rápida y eficaz

**2**

## Aumenta la comodidad

Mantiene al paciente seco y cómodo

**3**

## Reduce los costes

Se eliminan los costes de lavado y sustitución de la ropa de cama y los empapadores de las mesas de operaciones

# Sábanas para mesa de operaciones Sahara


Elija la solución que más le convenga.

Seleccione la sábana para mesa de operaciones Sahara que mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a absorción y colocación del paciente. Con una variedad de opciones de productos, puede elegir los cubremesas quirúrgicos del tamaño más adecuado para ayudarlo a proteger la mesa de operaciones.

Las sábanas para mesa de operaciones Sahara está disponible en distintas configuraciones para satisfacer sus necesidades en diferentes intervenciones:


## Revestimiento antideslizante

Polietileno texturizado que aumenta la fricción entre la sábana y la superficie de la mesa de operaciones



## Revestimiento estándar

Polietileno liso que permite una mayor maniobrabilidad



# Sábanas cortas para mesa de operaciones Sahara

Diseñadas para posición de litotomía

## Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (corta) **Antideslizante**

Esta sábana más corta ha sido diseñada para procedimientos ginecológicos y urológicos.

102 x 152 cm | Referencia: DYND4060SBE



# Sábanas largas para mesa de operaciones Sahara

Diseñadas para posición supina

## Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (estándar) **Antideslizante**

Esta sábana es ideal para procedimientos con bajo o medio nivel de fluidos de menos de tres horas de duración.

102 x 229 cm | Referencia: DYND4090SBE



## Sábana ajustable para mesa de operaciones Sahara **Antideslizante**

Esta sábana ajustable ha sido diseñada para proporcionar un mejor agarre a la mesa o camilla.

102 x 229 cm | Referencia: DYNDE4090FTD



## Sábana protectora para mesa de operaciones Sahara **Antideslizante**

Esta sábana no absorbente puede utilizarse para intervenciones quirúrgicas cortas y con bajo nivel de fluidos.

102 x 229 cm | Referencia: DYND4090NA



## Sábana para mesa de operaciones Sahara Economy **Conector**

Esta sábana es ideal para procedimientos con bajo o medio nivel de fluidos de menos de tres horas de duración.

102 x 229 cm | Referencia: DYND4090E



QuickSuite también está disponible para mesas de angiografía.

## Sábana absorbente para mesa de operaciones de angiografía Sahara **Conector**

102 x 310 cm | Referencia: QSS01

Referencia	Descripción	Revestimiento	Tamaño	Envasado
DYND4090SBE	Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (estándar)	Antideslizante	102 x 229 cm	20/caja
DYNDE4090FTD	Sábana ajustada para mesa de operaciones Sahara	Antideslizante	102 x 229 cm	20/caja
DYND4090NA	Sábana protectora para mesa de operaciones Sahara	Antideslizante	102 x 229 cm	40/caja
DYND4060SBE	Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (corta)	Antideslizante	102 x 152 cm	20/caja
QSS01	Sábana para mesa de operaciones de angiografía Sahara (larga)	Conector	102 x 310 cm	40/caja
DYND4090E	Sábana para mesa de operaciones Sahara Economy	Conector	102 x 229 cm	20/caja

## Accesorios QuickSuite

Una variedad de productos para completar su solución de control de la humedad


Además de las sábanas para mesas de operaciones Sahara, Medline ofrece otros componentes para completar su solución de control de la humedad y garantizar la comodidad y la intimidad del paciente durante los exámenes y las cirugías, en el perioperatorio y postoperatorio.

### Protección para mesa de operaciones


#### Funda para cabecero

Esta funda está disponible en dos tamaños y ayuda a proteger el cabecero de la mesa de operaciones de posibles daños.

38 x 39 cm | Referencia: DYKQSHPC1CEA



45 x 55 cm | Referencia: QSHPC



#### Funda para reposabrazos con banda

Esta funda ayuda a proteger los reposabrazos de la mesa de operaciones para que no sufran daños, y está disponible en versión estándar y ajustada.

Estándar | 72,5 x 33,5 cm | Referencia: QSACOVER



Ajustada | 75 x 39 cm | Referencia: QSACEL01





# Posición del paciente

## Banda de sujeción para pacientes

Esta solución garantiza la colocación segura del paciente mientras está en la mesa de operaciones.

10 x 83,5 cm | Referencia: ORS01



## Sábanas de transferencia/reposicionamiento

Estas sábanas de reposicionamiento están disponibles en varias opciones de peso, y con o sin asas. Son ideales para reposicionar y trasladar pacientes desde y hacia la mesa de operaciones.

≥ 224 kg | Sin asas | 152 x 198 cm | Referencia: DYNDDS6078E



≥ 200 kg | Sin asas | 102 x 152 cm | Referencia: DYNDDS4060E



≥ 220 kg | Con asas (pueden usarse para elevación por encima de la cabeza) | 90 x 175 cm (asas incluidas) | Referencia: QSLS01



Referencia	Descripción	Tamaño	Invasado
DYKQSHPC1CEA	Funda para almohada	38 x 39 cm	300/caja
QSHPC	Funda para almohada	45 x 55 cm	300/caja
QSACOVER	Funda para reposabrazos con banda	72,5 x 33,5 cm	100/caja
QSACEL01	Funda ajustada para reposabrazos con banda	75 x 39 cm	100/caja
ORS01	Banda de sujeción para pacientes	10 x 83,5 cm	24/caja
DYNDDS6078E	Sábana de transferencia/reposicionamiento	152 x 198 cm	100/caja
DYNDDS4060E	Sábana de transferencia/reposicionamiento	102 x 152 cm	100/caja
QSLS01	Sábana de elevación/reposicionamiento con asas	75 x 39 cm	100/caja

# Calidez para pacientes

## Mantas desechables para pacientes

### Manta desechable para pacientes, blanca

Esta manta puede utilizarse para la comodidad y la intimidad del paciente durante exámenes y cirugías.

110 x 210 cm | Referencia: DORB01



### Manta desechable para pacientes, azul marino

Esta ligera manta fabricada con material reciclado ayuda a regular la temperatura del paciente y a disimular las manchas.

110 x 210 cm | Referencia: DORB03



#### Capa externa

- Polipropileno para la resistencia al fuego




#### Capa interna

- Fibra de poliéster de alta calidad para la transpirabilidad

#### Capa externa

- Polipropileno para la resistencia al fuego
- Color azul oscuro para enmascarar fluidos biológicos y manchas, mejorando la intimidad del paciente




#### Capa interna

- Pelusa de poliéster reciclado de alta calidad para la transpirabilidad

Referencia	Descripción	Tamaño	Envasado
DORB01	Manta desechable para pacientes, blanca	110 x 210 cm	30/caja
DORB03	Manta desechable para pacientes, azul marino	110 x 210 cm	30/caja

#### ¿Lo sabía?

Nuestra manta desechable para pacientes de color azul marino se compone de poliéster reciclado al 60%.



**Diseñados para  
proporcionar  
calidez, comodidad  
e intimidad**

# Kit para mesa de operaciones QuickSuite

Reduzca los residuos y aumente la eficiencia con nuestros kits.

Los kits para mesa de operaciones QuickSuite de Medline contienen una variedad de componentes desechables que se utilizan antes de un procedimiento para preparar la mesa del quirófano, y después para despejarla rápidamente para el siguiente paciente.

**Referencia: DYKQSUITEL2CEA, 2 componentes:**

1 x Sábana superabsorbente para mesa de operaciones Sahara (estándar)

1 x sábana de transferencia/reposicionamiento

Antideslizante



**Referencia: DYKQSUITEL2CEASB, 2 componentes:**

1 x Sábana para mesa de operaciones Sahara Economy

1 x Sábana de transferencia/reposicionamiento

Conector



**Referencia: DYKQSUITEL3CEA, 3 componentes:**

1 x Sábana superabsorbente para mesa de operaciones Sahara (estándar)

1 x sábana de transferencia/reposicionamiento

2 x fundas para reposabrazos con banda

Antideslizante



**Referencia: DYKQSUITEL4CEA, 4 componentes:**

1 x Sábana superabsorbente para mesa de operaciones Sahara (estándar)

1 x sábana de transferencia/reposicionamiento

2 x fundas para reposabrazos con banda

1 x funda para cabecero

Antideslizante



## Kits de ginecología/urología

**Referencia: DYKQS01, 3 componentes:**

1 x Sábana superabsorbente para mesa de operaciones Sahara (corta)

1 x sábana de transferencia/reposicionamiento

2 x fundas para reposabrazos con banda

Antideslizante



**Referencia: DYKQSC02, 3 componentes:**

1 x Sábana superabsorbente para mesa de operaciones Sahara (Corta)

1 x sábana de transferencia/reposicionamiento

2 x protectores

Antideslizante




Referencia	Sábana Sahara (1x)		Sábana de transferencia/re-posicionamiento (1x)	Fundas para reposabrazos con banda (2x)	Funda para cabecero (1x)	Underpads (3x)	Envasado
	102 x 229 cm	102 x 152 cm	102 x 152 cm	72,5 x 33,5 cm	38 x 39 cm	60 x 90 cm	
DYKQSUITEL2CEA	x		x				24/caja
DYKQSUITEL2CEASB	x		x				24/caja
DYKQSUITEL3CEA	x		x	x			16/caja
DYKQSUITEL4CEA	x		x	x	x		16/caja
DYKQS01		x	x	x			30/caja
DYKQSC02		x	x			x	16/caja

## Kits personalizados QuickSuite


Cree su propio kit.

Puede crear su propio kit QuickSuite personalizado eligiendo un tipo de sábana para mesa de operaciones Sahara y combinándola con tantos accesorios QuickSuite como desee. ¿Le interesa recibir más información o un presupuesto para su solución a medida? Contáctenos.

### Sábana para mesa de operaciones Sahara (elija 1)



**Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (estándar)**  
DYND4090SBE



**Sábana superabsorbente Sahara para mesa de operaciones (corta)**  
DYND4060SBE




**Sábana ajustada para mesa de operaciones Sahara**  
DYNDE4090FTD



**Sábana protectora para mesa de operaciones Sahara**  
DYND4090NA



### Accesorios QuickSuite (elija tantos como desee)



**Funda para cabecero**  
DYKQSHPC1CEA (38 x 39 cm)  
QSHPC (45 x 55 cm)




**Fundas para reposabrazos con banda**  
QSACOVER (insertable)  
QSACEL01 (ajustable)



**Cintas corporales**  
ORS01



**Sábanas de elevación**  
DYNDDS6078E (larga)  
DYNDDS4060E (corta)  
QSL01 (con asas)

A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue, textured scrubs and blue, slip-on shoes. They are standing on a white, wrinkled protective sheet that is laid over a dark surface, likely a hospital bed or table. The background is slightly blurred, showing more of the blue scrubs and the white sheet.

**Diseñado para  
optimizar el flujo  
de trabajo en el  
quirófano**

## Productos de seguridad para el suelo

Trabajar en entornos húmedos implica estar expuesto a peligros, incluidos los resbalones y las caídas. Los suelos húmedos pueden poner el riesgo el cuidado de los pacientes y crear problemas adicionales para los centros sanitarios y el personal.

### Entornos de riesgo:



### Liqui-Loc™ alfombrilla

- **Parte posterior impermeable y antideslizante**
- **Antigoteo**, que bloquea los fluidos para evitar la contaminación cruzada y un manejo complicado
- **Fácil eliminación** para la higiene y la seguridad
- Para:
  - estar de pie y colocar instrumentos
  - colocarlo en zonas de proximidad personal-paciente (mesa de operaciones, sala de exploración, fregaderos)
  - uso recomendado en situaciones en que se genere un gran volumen de fluidos (ginecología, urología, artroscopia)



Referencia	Descripción	Tamaño	Absorción	Antideslizante	Envasado
ORLLPBS	Liqui-Loc - pequeña	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Sí	13/caja
ORLLPBM	Liqui-Loc - mediana	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Sí	10/caja
ORLLPBL	Liqui-Loc - grande	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Sí	8/caja

### Superficie absorbente de doble cara

- **Absorbe en ambos lados** para contener un mayor volumen de fluidos
- **Es antigoteo**, bloquea los fluidos para evitar la contaminación cruzada y facilita la eliminación
- **Acelera el proceso de limpieza** y absorbe los derrames de fluidos en el suelo
- **Mejora el nivel general de higiene**, que fomenta el ahorro de costes y tiempo
- **No pensado como superficie para pisar**



Referencia	Descripción	Tamaño	Absorción	Antideslizante	Envasado
ORDSFMAT	Superficie absorbente de doble cara	75 x 38 cm	7 l	No	50/caja

# Optimice su quirófano.



## Fomente la seguridad

Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con la sábana absorbente para mesas de quirófano Sahara.



## Mejore la eficiencia

Reduzca el tiempo que tarda en preparar su quirófano con kits fáciles y personalizables.



## Reduzca costes

Elimine los residuos con kits personalizados y evite los costes asociados a la ropa de cama reutilizable.

Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



**Medline International Iberia SLU**  
Parque Empresarial San Fernando, Edificio  
Múnich, Planta Baja  
Avda. de Castilla, 2  
28830 San Fernando de Henares,  
Madrid  
España  
Tel.: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW ON  

Estos productos (excepto DORB01) son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.



© 2023 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML129\_ES 11/2023.