

# QuickSuite® e Segurança do Chão

Catálogo de produtos de gestão de humidade e segurança do chão



**Melhore  
a eficácia.  
Promova a  
segurança.**



# Solução de gestão da humidade da Medline

Na nossa qualidade de fornecedores globais de soluções abrangentes de gestão da humidade, a Medline satisfaz as necessidades das instalações como a sua, oferecendo uma ampla gama de produtos de alta qualidade e económicos que satisfazem na íntegra os requisitos clínicos.

Escolher um sistema de gestão da humidade é não só um passo importante para prestar os melhores cuidados e o mais eficientemente possível, como também é fundamental para garantir a proteção dos equipamentos.

Os lençóis QuickSuite Sahara para a mesa de operações foram criados para gerir a humidade e otimizar o fluxo de trabalho na sala de operações. Ajudam a reduzir o tempo de limpeza, absorvendo e retendo os fluidos durante os procedimentos e mantendo o paciente e o equipamento secos.

Com uma variedade de acessórios QuickSuite, os kits QuickSuite personalizáveis e tapetes Liqui-Loc™, as possibilidades são infinitas para adaptar perfeitamente a sua solução de gestão de humidade às suas próprias necessidades.

# Índice


## QuickSuite 4

Lençóis Sahara para a mesa de operações	4
Acessórios QuickSuite	8
Kits para mesa de operações Quicksuite	12

## Segurança do chão

Produtos de segurança do chão	14
-------------------------------	----






**Criado para  
otimizar o fluxo  
de trabalho na  
sala de operações**

# Lençóis Sahara para a mesa de operações

Melhore a eficácia. Promova a segurança. Custos inferiores.

Os lençóis Sahara para a mesa de operações da Medline têm uma função de absorção combinada com um verso impermeável, que promove uma gestão eficaz da humidade e a otimização da vida útil da mesa de operações.



+ Camada superior acolchoada feita de polipropileno não tecido para garantir conforto e reduzir a libertação de partículas

+ Camada absorvente média reforçada por tecnologia de polímero de núcleo que elimina rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele

+ Camada inferior impermeável que mantém todos os fluidos afastados da mesa de operações

**1**

## Aumentar a eficiência

Permite uma configuração e limpeza rápidas e eficientes da mesa de operações

**2**

## Aumento do conforto

Mantém o paciente seco e confortável

**3**

## Custos inferiores

Elimina os custos de lavagem e substituição de lençóis e almofadas da mesa de operações

## Lençóis Sahara para a mesa de operações


Escolha a solução que melhor lhe convém.

Selecione o lençol Sahara para a mesa de operações que melhor se adapte às suas necessidades em termos de absorção e posicionamento do paciente. Com uma variedade de opções de produtos, pode escolher a capa de mesa de operações com o tamanho mais adequado, para ajudá-lo a proteger a mesa de operações.

Os lençóis Sahara para a mesa de operações estão disponíveis em várias configurações para satisfazer as necessidades dos vários procedimentos e estão disponíveis com dois tipos de verso:


### Verso aderente

Polietileno texturado que aumenta o atrito entre o lençol e a superfície da mesa de operações



### Verso standard

Polietileno liso que permite uma maior manobrabilidade



## Lençóis Sahara curtos para a mesa de operações

Crados para a posição de litotomia

### Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

Este lençol mais curto foi idealizado para procedimentos ginecológicos e urológicos.

102 x 152 cm | Referência: DYND4060SBE

Aderente



# Lençóis compridos Sahara para a mesa de operações

Criados para a posição supina

## Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

Este lençol é ideal para procedimentos com fluidos reduzidos médios e com duração inferior a três horas.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090SBE

Aderente



## Lençol para mesa de operações justo Sahara

Este lençol justo foi criado para aderir melhor à mesa, maca ou marquesa.

102 x 229 cm | Referência: DYNDE4090FTD

Aderente



## Cobertura protetora de mesa de operações Sahara

Esta cobertura não absorvente pode ser usada em procedimentos cirúrgicos curtos e com poucos fluidos.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090NA

Aderente



## Lençol de mesa de operações de Sahara Economy

Este lençol é ideal para procedimentos com fluidos reduzidos-médios e com duração inferior a três horas.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090E

Standard



O QuickSuite também está disponível para mesas de angiografia.

## Cobertura Sahara absorvente para mesa de angiografia

102 x 310 cm | Referência: QSS01

Standard

Número do artigo	Descrição	Verso	Tamanho	Embalagem
DYND4090SBE	Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)	Aderente	102 x 229 cm	20/caixa
DYNDE4090FTD	Lençol de mesa de operações Sahara justo	Aderente	102 x 229 cm	20/caixa
DYND4090NA	Cobertura protetora de mesa de operações Sahara	Aderente	102 x 229 cm	40/caixa
DYND4060SBE	Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)	Aderente	102 x 152 cm	20/caixa
QSS01	Lençol de mesa de operações de angiografia Sahara	Standard	102 x 310 cm	40/caixa
DYND4090E	Lençol de mesa de operações de Sahara Economy	Standard	102 x 229 cm	20/caixa



## Acessórios QuickSuite

Uma variedade de produtos para completar a sua solução de gestão de humidade


Para além dos lençóis Sahara para a mesa de operações, a Medline oferece-lhe outros componentes para completar a sua solução de gestão da humidade e garantir o conforto e a privacidade do paciente durante exames e cirurgias, nos períodos peri-operatório e pós-operatório.

### Proteção para mesas de operações

#### Capa para posicionador de cabeça

Esta proteção está disponível em dois tamanhos e ajuda a proteger a cabeceira da mesa de operações.

38 x 39 cm | Referência: DYKQSHPC1CEA



45 x 55 cm | Referência: QSHPC



#### Capa do apoio de braços c/correia

Esta capa ajuda a proteger os apoios de braços da mesa de operações e está disponível em versão standard e justa.

Standard | 72.5 x 33.5 cm | Referência: QSACOVER



Justo | 75 x 39 cm | Referência: QSACEL01





# Posicionamento do paciente

## Correia corporal para pacientes

Esta solução garante o posicionamento seguro do paciente enquanto está na mesa de operações.

10 x 83,5 cm | Referência: ORS01



## Lençóis de colocação/elevação

Estes lençóis de elevação estão disponíveis numa variedade de opções de gramagem, com ou sem pegas. São ideais para o reposicionamento e transferência de pacientes de e para a mesa de operações.

≥ 224 kg | Sem pegas | 152 x 198 cm |  
Referência: DYNDDS6078E



≥ 200 kg | Sem pegas | 102 x 152 cm |  
Referência: DYNDDS4060E



≥ 220 kg | Com pegas (pode ser usado para elevação) | 90 x 175 cm (incluindo pegas) |  
Referência: QSLS01



Número do artigo	Descrição	Tamanho	Embalagem
DYKQSHPC1CEA	Capa para posicionador de cabeça	38 x 39 cm	300/caixa
QSHPC	Capa para posicionador de cabeça	45 x 55 cm	300/caixa
QSACOVER	Capa do apoio de braços c/correia	72.5 x 33.5 cm	100/caixa
QSACEL01	Capa do apoio de braços justa c/correia	75 x 39 cm	100/caixa
ORS01	Correia corporal para pacientes	10 x 83,5 cm	24/caixa
DYNDDS6078E	Lençol de colocação/elevação	152 x 198 cm	100/caixa
DYNDDS4060E	Lençol de colocação/elevação	102 x 152 cm	100/caixa
QSLS01	Lençol de colocação/elevação com pegas	75 x 39 cm	100/caixa

# Calor para pacientes

## Cobertores descartáveis para pacientes

### Cobertor descartável para pacientes, branco

Este cobertor pode ser usado para dar conforto ao paciente e privacidade durante exames e cirurgias.

110 x 210 cm | Referência: DORB01



### Cobertor descartável para pacientes, azul «Navy»

Este cobertor leve feito de penugem reciclada ajuda a regular a temperatura do paciente e a disfarçar manchas.

110 x 210 cm | Referência: DORB03



#### Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas




#### Camada interior

- Penugem de poliéster respirável de alta qualidade

#### Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas
- Cor azul escura para mascarar fluidos e manchas, melhorando a dignidade do paciente




#### Camada interior

- Penugem de poliéster reciclado de alta qualidade para respirabilidade

Número do artigo	Descrição	Tamanho	Embalagem
DORB01	Cobertor descartável para pacientes, branco	110 x 210 cm	30/caixa
DORB03	Cobertor descartável para pacientes, azul «Navy»	110 x 210 cm	30/caixa

#### Sabia que?

O nosso cobertor descartável para pacientes azul «Navy» é feito de 60% poliéster reciclado.



**Criado para dar  
calor, conforto e  
dignidade**

## Kits para mesa de operações QuickSuite

Reduza os resíduos e reforçe a eficácia com os nossos kits.

Os kits para mesa de operações QuickSuite da Medline contêm uma variedade de componentes descartáveis que são utilizados antes de uma intervenção para preparar a mesa da sala de operações e após a intervenção para desocupá-la rapidamente para o próximo paciente.

**Referência: DYKQSUITEL2CEA, 2 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

Aderente



**Referência: DYKQSUITEL2CEASB, 2 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações Sahara Economy

1 x lençol de colocação/elevação

Standard



**Referência: DYKQSUITEL3CEA, 3 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

Aderente



**Referência: DYKQSUITEL3CEA, 4 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

1 x capa para posicionador de cabeça

Aderente



## Kits para Ginecologia/Urologia

**Referência: DYKQS01, 3 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

Aderente



**Referência: DYKQSC02, 3 componentes:**

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x resguardos

Aderente





Número do artigo	Lençol Sahara (1x)		Lençol de colocação/ elevação (1x)	Capas do apoio de braços c/ correia (2x)	Cobertura do posicionador de cabeça (1x)	Resguardos (3x)	Embalagem
	102 x 229 cm	102 x 152 cm	102 x 152 cm	72.5 x 33.5 cm	38 x 39 cm	60 x 90 cm	
DYKQSUITEL2CEA	x		x				24/caixa
DYKQSUITEL2CEASB	x		x				24/caixa
DYKQSUITEL3CEA	x		x	x			16/caixa
DYKQSUITEL4CEA	x		x	x	x		16/caixa
DYKQS01		x	x	x			30/caixa
DYKQSC02		x	x			x	16/caixa

## Kits QuickSuite® personalizados


Crie o seu próprio kit.

Pode criar o seu próprio kit QuickSuite personalizado escolhendo um tipo de lençol Sahara para mesa de operações e combinando-o com os acessórios QuickSuite que quiser. Está interessado em receber mais informação ou um orçamento para a sua solução personalizada? Contacte-nos!

### Lençóis Sahara para a mesa de operações (escolha 1)




**Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)**  
DYND4090SBE



**Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)**  
DYND4060SBE




**Lençol de mesa de operações Sahara justo**  
DYNDE4090FTD



**Cobertura protetora de mesa de operações Sahara**  
DYND4090NA



### Acessórios QuickSuite (escolha os que quiser)



**Capa para posicionador de cabeça**  
DYKQSHPC1CEA (38 x 39 cm)  
QSHPC (45 x 55 cm)




**Capas do apoio de braços c/ correia**  
QSACOVER (deslizante)  
QSACEL01 (justo)



**Correias corporais**  
ORS01



**Lençóis de elevação**  
DYND56078E (comprido)  
DYND54060E (curto)  
QSL01 (com pegas)

A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue, textured scrubs and blue, slip-on shoes. They are standing on a white, wrinkled protective sheet that is laid over a dark surface, possibly a hospital bed or a table. The background is slightly blurred, showing more of the white sheet and the dark surface.

**Criado para  
otimizar o fluxo  
de trabalho na  
sala de operações**

## Produtos de segurança do chão

Trabalhar em ambientes molhados significa estar exposto a perigos, incluindo deslizos e quedas. Mais concretamente, os pisos molhados podem comprometer os cuidados de saúde e constituir desafios adicionais para as unidades de saúde e os seus trabalhadores.

### Ambientes de risco:



Sala de operações e estações de laboratório



Salas de exame



Zonas dos lavatórios cirúrgicos




Alas de maternidades



Zonas de esterilização central

## Liqui-Loc™ tapete para chão

- **Verso impermeável e antiderrapante**
- **Anti-pingos**, aprisiona os fluidos para evitar a contaminação cruzada e um manuseamento complicado
- **Eliminação fácil** em prol da higiene e segurança
- Para:
  - Colocar e posicionar ferramentas
  - Colocar em zonas de proximidade dos profissionais de saúde com os pacientes (mesa de operações, sala de exame, lavatórios de desinfeção pré-cirurgia)
  - Utilização em casos onde são gerados grandes volumes de fluidos (ginecologia, urologia, artroscopia)



Referências	Descrição	Dimensões	Absorvência	Antiderrapante	Embalagem
ORLLPBS	Liqui-Loc - pequeno	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Sim	13/caixa
ORLLPBM	Liqui-Loc - médio	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Sim	10/caixa
ORLLPBL	Liqui-Loc - grande	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Sim	8/caixa

## Tapete de dupla face para o chão

- **Absorvente em ambos os lados** para conter um maior volume de fluidos
- **É anti-pingos**, aprisionando os fluidos para evitar a contaminação cruzada e facilitar a eliminação
- **Agiliza o processo de limpeza** e absorve derrames de fluidos no chão
- **Melhora o nível geral de higiene**, o que promove poupanças de custos e de tempo
- **Não pisar**



Referência	Descrição	Dimensões	Absorvência	Antiderrapante	Embalagem
ORDSFMAT	Tapete de dupla face para o chão	75 x 38 cm	7 l	Não	50/caixa

# Melhore a sua sala de operações



## Promova a segurança

Diminua o risco de contaminação cruzada com o Lençol de Mesa de Operações Absorvente Sahara.



## Melhore a eficácia

Reduza o tempo que leva a preparar a sala de operações com kits facilmente personalizáveis.



## Reduza os custos

Elimine os desperdícios com os kits personalizados e evite os custos associados aos lençóis reutilizáveis.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



Medline International Portugal Unipessoal LDA  
Avenida do Brasil, 43-3ºDto  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Tel: +351 808 29 19 21  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Estes produtos (à exceção do DORB01) são dispositivos médicos não esterilizados classe I destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML129\_PT 07/2023.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França

