

QuickSuite® e Segurança do Chão

Catálogo de produtos de gestão de humidade e segurança do chão



**Melhore
a eficácia.
Promova a
segurança.**



Solução de gestão da humidade da Medline

Na nossa qualidade de fornecedores globais de soluções abrangentes de gestão da humidade, a Medline satisfaz as necessidades das instalações como a sua, oferecendo uma ampla gama de produtos de alta qualidade e económicos que satisfazem na íntegra os requisitos clínicos.

Escolher um sistema de gestão da humidade é não só um passo importante para prestar os melhores cuidados e o mais eficientemente possível, como também é fundamental para garantir a proteção dos equipamentos.

Os lençóis QuickSuite Sahara para a mesa de operações foram criados para gerir a humidade e otimizar o fluxo de trabalho na sala de operações. Ajudam a reduzir o tempo de limpeza, absorvendo e retendo os fluidos durante os procedimentos e mantendo o paciente e o equipamento secos.

Com uma variedade de acessórios QuickSuite, os kits QuickSuite personalizáveis e tapetes Liqui-Loc™, as possibilidades são infinitas para adaptar perfeitamente a sua solução de gestão de humidade às suas próprias necessidades.

Índice

QuickSuite

4

Lençóis Sahara para a mesa de operações

4

Acessórios QuickSuite

8


Kits para mesa de operações Quicksuite

12

Segurança do chão

Produtos de segurança do chão

14




**Criado para
otimizar o fluxo
de trabalho na
sala de operações**

Lençóis Sahara para a mesa de operações

Melhore a eficácia. Promova a segurança. Custos inferiores.

Os lençóis Sahara para a mesa de operações da Medline têm uma função de absorção combinada com um verso impermeável, que promove uma gestão eficaz da humidade e a otimização da vida útil da mesa de operações.



+ Camada superior acolchoada feita de polipropileno não tecido para garantir conforto e reduzir a libertação de partículas

+ Camada absorvente média reforçada por tecnologia de polímero de núcleo que elimina rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele

+ Camada inferior impermeável que mantém todos os fluidos afastados da mesa de operações

1

Aumentar a eficiência

Permite uma configuração e limpeza rápidas e eficientes da mesa de operações

2

Aumento do conforto

Mantém o paciente seco e confortável

3

Custos inferiores

Elimina os custos de lavagem e substituição de lençóis e almofadas da mesa de operações

Lençóis Sahara para a mesa de operações


Escolha a solução que melhor lhe convém.

Selecione o lençol Sahara para a mesa de operações que melhor se adapte às suas necessidades em termos de absorção e posicionamento do paciente. Com uma variedade de opções de produtos, pode escolher a capa de mesa de operações com o tamanho mais adequado, para ajudá-lo a proteger a mesa de operações.

Os lençóis Sahara para a mesa de operações estão disponíveis em várias configurações para satisfazer as necessidades dos vários procedimentos e estão disponíveis com dois tipos de verso:


Verso aderente

Polietileno texturado que aumenta o atrito entre o lençol e a superfície da mesa de operações



Verso standard

Polietileno liso que permite uma maior manobrabilidade



Lençóis Sahara curtos para a mesa de operações


Crados para a posição de litotomia

Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

Este lençol mais curto foi idealizado para procedimentos ginecológicos e urológicos.

102 x 152 cm | Referência: DYND4060SBE

Aderente



Lençóis compridos Sahara para a mesa de operações

Criados para a posição supina

Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

Este lençol é ideal para procedimentos com fluidos reduzidos médios e com duração inferior a três horas.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090SBE

Aderente



Lençol para mesa de operações justo Sahara

Este lençol justo foi criado para aderir melhor à mesa, maca ou marquesa.

102 x 229 cm | Referência: DYNDE4090FTD

Aderente



Cobertura protetora de mesa de operações Sahara

Esta cobertura não absorvente pode ser usada em procedimentos cirúrgicos curtos e com poucos fluidos.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090NA

Aderente



Lençol de mesa de operações de Sahara Economy

Este lençol é ideal para procedimentos com fluidos reduzidos-médios e com duração inferior a três horas.

102 x 229 cm | Referência: DYND4090E

Standard



O QuickSuite também está disponível para mesas de angiografia.

Cobertura Sahara absorvente para mesa de angiografia

102 x 310 cm | Referência: QSS01

Standard

Número do artigo	Descrição	Verso	Tamanho	Embalagem
DYND4090SBE	Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)	Aderente	102 x 229 cm	20/caixa
DYNDE4090FTD	Lençol de mesa de operações Sahara justo	Aderente	102 x 229 cm	20/caixa
DYND4090NA	Cobertura protetora de mesa de operações Sahara	Aderente	102 x 229 cm	40/caixa
DYND4060SBE	Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)	Aderente	102 x 152 cm	20/caixa
QSS01	Lençol de mesa de operações de angiografia Sahara	Standard	102 x 310 cm	40/caixa
DYND4090E	Lençol de mesa de operações de Sahara Economy	Standard	102 x 229 cm	20/caixa

Acessórios QuickSuite

Uma variedade de produtos para completar a sua solução de gestão de humidade


Para além dos lençóis Sahara para a mesa de operações, a Medline oferece-lhe outros componentes para completar a sua solução de gestão da humidade e garantir o conforto e a privacidade do paciente durante exames e cirurgias, nos períodos peri-operatório e pós-operatório.

Proteção para mesas de operações

Capa para posicionador de cabeça

Esta proteção está disponível em dois tamanhos e ajuda a proteger a cabeceira da mesa de operações.

38 x 39 cm | Referência: DYKQSHPC1CEA



45 x 55 cm | Referência: QSHPC



Capa do apoio de braços c/correia

Esta capa ajuda a proteger os apoios de braços da mesa de operações e está disponível em versão standard e justa.

Standard | 72.5 x 33.5 cm | Referência: QSACOVER



Justo | 75 x 39 cm | Referência: QSACEL01



Posicionamento do paciente

Correia corporal para pacientes

Esta solução garante o posicionamento seguro do paciente enquanto está na mesa de operações.

10 x 83,5 cm | Referência: ORS01



Lençóis de colocação/elevação

Estes lençóis de elevação estão disponíveis numa variedade de opções de gramagem, com ou sem pegas. São ideais para o reposicionamento e transferência de pacientes de e para a mesa de operações.

≥ 224 kg | Sem pegas | 152 x 198 cm |
Referência: DYNDDS6078E



≥ 200 kg | Sem pegas | 102 x 152 cm |
Referência: DYNDDS4060E



≥ 220 kg | Com pegas (pode ser usado para elevação) | 90 x 175 cm (incluindo pegas) |
Referência: QSLS01



Número do artigo	Descrição	Tamanho	Embalagem
DYKQSHPC1CEA	Capa para posicionador de cabeça	38 x 39 cm	300/caixa
QSHPC	Capa para posicionador de cabeça	45 x 55 cm	300/caixa
QSACOVER	Capa do apoio de braços c/correia	72.5 x 33.5 cm	100/caixa
QSACEL01	Capa do apoio de braços justa c/correia	75 x 39 cm	100/caixa
ORS01	Correia corporal para pacientes	10 x 83,5 cm	24/caixa
DYNDDS6078E	Lençol de colocação/elevação	152 x 198 cm	100/caixa
DYNDDS4060E	Lençol de colocação/elevação	102 x 152 cm	100/caixa
QSLS01	Lençol de colocação/elevação com pegas	75 x 39 cm	100/caixa

Calor para pacientes

Cobertores descartáveis para pacientes

Cobertor descartável para pacientes, branco

Este cobertor pode ser usado para dar conforto ao paciente e privacidade durante exames e cirurgias.

110 x 210 cm | Referência: DORB01



Cobertor descartável para pacientes, azul «Navy»

Este cobertor leve feito de penugem reciclada ajuda a regular a temperatura do paciente e a disfarçar manchas.

110 x 210 cm | Referência: DORB03



Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas




Camada interior

- Penugem de poliéster respirável de alta qualidade

Camada exterior

- Polipropileno para resistência a chamas
- Cor azul escura para mascarar fluidos e manchas, melhorando a dignidade do paciente




Camada interior

- Penugem de poliéster reciclado de alta qualidade para respirabilidade

Número do artigo	Descrição	Tamanho	Embalagem
DORB01	Cobertor descartável para pacientes, branco	110 x 210 cm	30/caixa
DORB03	Cobertor descartável para pacientes, azul «Navy»	110 x 210 cm	30/caixa

Sabia que?

O nosso cobertor descartável para pacientes azul «Navy» é feito de 60% poliéster reciclado.



**Criado para dar
calor, conforto e
dignidade**

Kits para mesa de operações QuickSuite

Reduza os resíduos e reforçe a eficácia com os nossos kits.

Os kits para mesa de operações QuickSuite da Medline contêm uma variedade de componentes descartáveis que são utilizados antes de uma intervenção para preparar a mesa da sala de operações e após a intervenção para desocupá-la rapidamente para o próximo paciente.

Referência: DYKQSUITEL2CEA, 2 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

Aderente



Referência: DYKQSUITEL2CEASB, 2 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações Sahara Economy

1 x lençol de colocação/elevação

Standard



Referência: DYKQSUITEL3CEA, 3 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

Aderente



Referência: DYKQSUITEL4CEA, 4 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

1 x capa para posicionador de cabeça

Aderente



Kits para Ginecologia/Urologia

Referência: DYKQS01, 3 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x capas do apoio de braços c/correias

Aderente



Referência: DYKQSC02, 3 componentes:

1 x Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)

1 x lençol de colocação/elevação

2 x resguardos

Aderente



Número do artigo	Lençol Sahara (1x)		Lençol de colocação/ elevação (1x)	Capas do apoio de braços c/ correia (2x)	Cobertura do posicionador de cabeça (1x)	Resguardos (3x)	Embalagem
	102 x 229 cm	102 x 152 cm	102 x 152 cm	72.5 x 33.5 cm	38 x 39 cm	60 x 90 cm	
DYKQSUITEL2CEA	x		x				24/caixa
DYKQSUITEL2CEASB	x		x				24/caixa
DYKQSUITEL3CEA	x		x	x			16/caixa
DYKQSUITEL4CEA	x		x	x	x		16/caixa
DYKQS01		x	x	x			30/caixa
DYKQSC02		x	x			x	16/caixa

Kits QuickSuite® personalizados


Crie o seu próprio kit.

Pode criar o seu próprio kit QuickSuite personalizado escolhendo um tipo de lençol Sahara para mesa de operações e combinando-o com os acessórios QuickSuite que quiser. Está interessado em receber mais informação ou um orçamento para a sua solução personalizada? Contacte-nos!

Lençóis Sahara para a mesa de operações (escolha 1)



Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (comprido)
DYND4090SBE



Lençol de mesa de operações superabsorvente Sahara (curto)
DYND4060SBE




Lençol de mesa de operações Sahara justo
DYNDE4090FTD



Cobertura protetora de mesa de operações Sahara
DYND4090NA




Acessórios QuickSuite (escolha os que quiser)



Capa para posicionador de cabeça
DYKQSHPC1CEA (38 x 39 cm)
QSHPC (45 x 55 cm)




Capas do apoio de braços c/ correia
QSACOVER (deslizante)
QSACEL01 (justo)



Correias corporais
ORS01



Lençóis de elevação
DYND56078E (comprido)
DYND54060E (curto)
QSL01 (com pegas)

A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue, textured scrubs and blue, slip-on shoes. They are standing on a white, wrinkled protective sheet that is laid over a dark surface, possibly a hospital bed or a table. The background is slightly blurred, showing more of the white sheet and the dark surface.

**Criado para
otimizar o fluxo
de trabalho na
sala de operações**

Produtos de segurança do chão

Trabalhar em ambientes molhados significa estar exposto a perigos, incluindo deslizos e quedas. Mais concretamente, os pisos molhados podem comprometer os cuidados de saúde e constituir desafios adicionais para as unidades de saúde e os seus trabalhadores.

Ambientes de risco:



Sala de operações e estações de laboratório



Salas de exame



Zonas dos lavatórios cirúrgicos




Alas de maternidades



Zonas de esterilização central

Liqui-Loc™ tapete para chão

- **Verso impermeável e antiderrapante**
- **Anti-pingos**, aprisiona os fluidos para evitar a contaminação cruzada e um manuseamento complicado
- **Eliminação fácil** em prol da higiene e segurança
- Para:
 - Colocar e posicionar ferramentas
 - Colocar em zonas de proximidade dos profissionais de saúde com os pacientes (mesa de operações, sala de exame, lavatórios de desinfeção pré-cirurgia)
 - Utilização em casos onde são gerados grandes volumes de fluidos (ginecologia, urologia, artroscopia)



Referências	Descrição	Dimensões	Absorvência	Antiderrapante	Embalagem
ORLLPBS	Liqui-Loc - pequeno	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Sim	13/caixa
ORLLPBM	Liqui-Loc - médio	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Sim	10/caixa
ORLLPBL	Liqui-Loc - grande	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Sim	8/caixa

Tapete de dupla face para o chão

- **Absorvente em ambos os lados** para conter um maior volume de fluidos
- **É anti-pingos**, aprisionando os fluidos para evitar a contaminação cruzada e facilitar a eliminação
- **Agiliza o processo de limpeza** e absorve derrames de fluidos no chão
- **Melhora o nível geral de higiene**, o que promove poupanças de custos e de tempo
- **Não pisar**



Referência	Descrição	Dimensões	Absorvência	Antiderrapante	Embalagem
ORDSFMAT	Tapete de dupla face para o chão	75 x 38 cm	7 l	Não	50/caixa

Melhore a sua sala de operações



Promova a segurança

Diminua o risco de contaminação cruzada com o Lençol de Mesa de Operações Absorvente Sahara.



Melhore a eficácia

Reduza o tempo que leva a preparar a sala de operações com kits facilmente personalizáveis.



Reduza os custos

Elimine os desperdícios com os kits personalizados e evite os custos associados aos lençóis reutilizáveis.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3ºDto
1700-062 Lisboa
Portugal
Tel: +351 808 29 19 21
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Estes produtos (à exceção do DORB01) são dispositivos médicos não esterilizados classe I destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML129_PT 11/2023.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França

