



**Operatie-
kamer:
efficiëntie
en bescherming**

QuickSuite helpt uw OK slimmer, soepeler en veiliger te draaien.

Elke minuut telt.

Operatiekamers van ziekenhuizen zijn een cruciaal maar kostbaar onderdeel van het zorgproces. De efficiëntie en het gebruik van operatiekamers zijn van invloed op de financiën, klinische effectiviteit en algemene patiëntresultaten van ziekenhuizen.¹

Houdt uw ingrepen op schema met QuickSuite en Ultrasorbs voor operatiekamers voor een snellere, efficiëntere doorlooptijd.

Er is echt behoefte aan bescherming.

De incidentie van decubitus bij chirurgische patiënten blijft verhogen.³ Behalve druk, vochtigheid, temperatuur, wrijving zijn vier van de belangrijkste extrinsieke factoren die samenhangen met druk Ulcus ontwikkeling. De huid van patiënten droog houden is essentieel om decubitus en vochtgerelateerde huidbeschadiging (MASD) te helpen voorkomen.

Kies uit een selectie disposable linnengoed, sets of afzonderlijke componenten die zijn ontworpen om vocht van de huid af te voeren.

Voorkom om te besparen.

De rol van oppervlakte besmetting bij de overdracht van ziekenhuisbacteriën wordt steeds meer erkend. De materiele omgeving in operatiekamers (bijv. tafels, vloeren en oppervlakken van apparatuur) wordt beschouwd als een mogelijke bron van ziekteverwekkers die postoperatieve wondinfecties (SSI's) kunnen veroorzaken.⁵

Onze disposable oplossingen helpen het risico op kruisbesmetting te verminderen en de barrièrebescherming te maximaliseren tijdens de OK voorbereiding.



Verhoog de efficiëntie.

De kosten van inefficiëntie als gevolg van vertragingen in de doorlooptijd worden geschat op **€27,54** per minuut.²



Verbeterde veiligheid

Ongeveer **23%** van de in het ziekenhuis opgelopen decubitus ontwikkelt zich tijdens operaties die langer dan 3 uur duren.⁴



Beperk kosten

De kosten van SSI's voor de National Health Service bedragen **€11.701** per patiënt.⁶

Alle beschermingsniveaus

Verhoog de patiëntveiligheid en operationele efficiëntie in de OK met Medline's Sahara en Ultrasorbs absorberende tafellakens.

Kies de meest optimale oplossing voor uw chirurgische ingrepen:

- **Sahara OK Tafellakens** voor standaard ingrepen met weinig tot gemiddelde hoeveelheden vloeistof
- **Ultrasorbs Ademende Super Absorberende OK Tafellakens** voor ingrepen met veel vloeistof (cardio, algemeen/thorax, orthopedisch); biedt verbeterde vochtregulatie en behoudt een optimaal micromilieu op de huid

Beide oplossingen hebben een waterdicht ontwerp dat OK tafels beschermt tegen vloeistoffen, waardoor het risico op de groei van bacteriën wordt verminderd.

Sahara Beschermende OK-tafel Hoeslaken

Dit laken biedt effectieve bescherming voor de OK-tafel tijdens korte ingrepen met weinig vocht. Het heeft een duurzame waterdichte achterkant met een zacht non-woven bovenkant.



Sahara Superabsorberende OK-tafel Hoeslaken

Dit super absorberende laken helpt het comfort en de veiligheid van de patiënt tijdens standaardprocedures in de operatiekamer te verhogen door tegelijkertijd de huid van de patiënt en de OK-tafel te beschermen tegen vloeistoffen.

Het product is ook verkrijgbaar als hoeslaken dat gegarandeerd snel en eenvoudig te plaatsen is.



Ultrasorbs Ademende Onderleggers

Dit ultrazachte, meerlaagse, ademende disposable laken biedt een speciaal ontworpen oplossing voor een snelle en effectieve vochtregulatie. De super absorberende polymeerkern voert vocht af van de huid van de patiënt en voelt binnen enkele minuten droog aan.

Aanbevolen voor patiënten met een hoog risico op huidbeschadiging. Het laken is verkrijgbaar met een verstevigde achterkant voor het draaien en herpositioneren van de patiënt (draagvermogen 150 tot 170 kg). Er is ook een steriele versie verkrijgbaar.




Kies de meest geschikte oplossing voor uw OK

Een vergelijking van Sahara en Ultrasorbs

- Sahara**
- Core polymeertechnologie transporteert vocht snel weg; behoudt de integriteit van de huid*
 - Doorgestikt voor een glad oppervlak; vergroot comfort voor de patiënt*
 - Verkrijgbaar in 3 verschillende maten voor verschillende ingrepen:
 - » 102 x 230 cm
 - » 102 x 152 cm
 - » 100 x 310 cm
 - Sahara antislip achterkant voor verbeterde grip op het oppervlak van de OK-tafel
 - Laag risico op het bevatten van bacteriën omdat het disposable is

(*) Behalve Sahara Beschermend



- Ultrasorbs**
- Luchtdoorlatende, super absorberende kerntechnologie om snel vocht af te voeren, waardoor de opbouw van lichaamswarmte vermindert en een optimale micro-omgeving voor de integriteit van de huid wordt behouden
 - Zachte bovenlaag voor verbeterd comfort voor de patiënt om wrijving en schuren te verminderen
 - Verkrijgbaar in steriele versies en met een versterkte achterkant, waarmee u patiënten met een gewicht tot 170 kg kunt draaien en verplaatsen.
 - Verhoogd absorptievermogen
 - Laag risico op het bevatten van bacteriën omdat het disposable is

Hieronder vindt u de bestelinformatie voor de verschillende configuraties van de bovengenoemde producten.

Product	Artikelnummer	Maat	Absorptie- vermogen	Pluist weinig	Luchtdoor- latend	Antislip onderkant	Tilcapa- citeit	Steriele	Verpakking
Sahara®	DYND4090NA	102 x 230 cm	Laag	X		X			40
	DYND4060SBE	102 x 152 cm	Hoog	X		X			20
	DYND4090SBE	102 x 230 cm	Hoog	X		X			20
	DYNDE4090FTD	102 x 230 cm	Hoog	X		X			20
	QSS01 (Angio)	100 x 310 cm	Hoog	X					20
Ultrasorbs®	MSCE4090PUPS	101 x 228 cm	Zeer hoog	X	X				30
	MSCE4090PPSTA	101 x 228 cm	Zeer hoog	X	X			X	25
	USAP4090ES	101 x 228 cm	Zeer hoog	X	X		170 kg		25
Extrasorbs®	EXTRASRBE150	80 x 210 cm	Zeer hoog	X	X		150 kg		30

Wilt u ook uw vloeren beschermen? Vraag uw Medline account-manager over Liqui-Loc™ vloermatten.

Barrièrebescherming

QuickSuite afdeksets beschermen uw OK-tafel tegen lichaamsvloeistoffen en bacteriën en verlagen de vervangingskosten.



Kies de perfecte set ...

Tijd is geld — en veiligheid is alles. Verkort de voorbereidingstijd met de QuickSuite complete OK voorbereidingsset.

QuickSuite Set

Elke set is voor eenmalig gebruik, dus elke ingreep begint schoon. Alles is direct voorhanden in een handige set. De QuickSuite sets kunnen met verschillende componenten besteld worden, voor verschillende chirurgische ingrepen en afhankelijk van uw behoeften. De mogelijkheid om de set op maat samen te stellen helpt verspilling te verminderen.

Artikelen	Sahara Absorberende OK-tafel Hoeslaken		Tillaken	Arm-steunhoes	Hoofd-steunhoes	Gevormde armsteun-hoes	Disposable onrust-band	Onderleg-gers (2 stuks)	Verpakking
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	102 x 152 cm	72.5 x 33.5 cm	38 x 39 cm	75 x 39 cm	83.5 x 10 cm	60 x 90 cm	
DYKQSUITEL2CEA		X	X						24
DYKQSUITEL2CEASB*		X	X						24
DYKQSUITEL3CEA		X	X	X					16
DYKQSUITEL4CEA		X	X	X	X				16
DYKQS01	X		X	X					30
DYKQSC01		X	X			X	X		16
DYKQSC02	X		X					X	16

... Of bestel individuele artikelen


Winkel ‘kant-en-klaar’ om alleen die disposable artikelen te kopen die u apart nodig heeft.

Sahara OK-tafel Laken

Het Sahara laken heeft kernpolymeertechnologie dat vocht snel afvoert, waardoor de integriteit van de huid behouden wordt. Het doorgestikte patroon helpt het vocht gelijkmatig over het laken te verdelen en dankzij de gesealde randen wordt voorkomen dat vocht lekt. Daarnaast zorgen de waterdichte laag en het disposable ontwerp voor een laag risico op bacteriën.

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
DYND4060SBE	Sahara Super absorberende OK-tafel Hoeslaken	102 x 152 cm	20
DYND4090SBE	Sahara Super absorberende OK-tafel Hoeslaken	102 x 230 cm	20
QSS01(*)	Sahara Absorberende Angiografie Tafellaken	100 x 310 cm	20
DYND4090NA	Sahara Beschermende OK-tafel bedekking	102 x 230 cm	40
DYNDE4090FTD	Sahara Absorberend Hoeslaken	102 x 230 cm	20

(*) Deze artikelen hebben een standaard achterkant. Alle andere Sahara lakens hebben een antislip achterkant



Individuele componenten

Deze producten zijn verkrijgbaar als losse artikelen of samen in een set in Medline's QuickSuite OK-tafel Set. Elke set bevat verschillende disposable componenten die gemakkelijk en efficiënt kunnen worden gebruikt om de OK-tafel voor te bereiden.

Tillakens

Medline's zachte disposable tillakens zijn optimaal voor het draaien van patiënten en om hen te verplaatsen van en naar de OK-tafel. Er zijn ook varianten met handvat verkrijgbaar; ontworpen voor gebruik met tilliften.

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking	Gewicht capa-citeit
DYNDDS4060E	Tillaken; wit	102 x 152 cm	20	Tot 200 kg
DYNDDS6078E	Tillaken; wit	152 x 198 cm	20	Tot 224 kg
QSLS01	Tillaken met handvatten	90 x 175 cm	20	Tot 220 kg



Hoofdsteun, armsteun en beenbeugel hoezen

Ontworpen om de OK-tafel hoofdsteun, armsteunen en beenbeugels te beschermen tijdens ingrepen. De waterdichte polyethyleenlaag houdt hulpmiddelen schoon en droog, wat de kans op kruisbesmetting vermindert en de gebruiksperiode verlengt.

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
QSACOVER	Armsteunhoes met bandjes	72.5 x 33.5 cm	100
QSACEL01	Gevormde armsteunhoes met bandjes	152 x 198 cm	100
QSLCEL01	Gevormde beenbeugelhoes met bandjes	102 x 52 cm	100
DYKQSHPC1CEA	OK-tafel hoofdsteunhoes	38 x 39 cm	300



Disposable patiëntdeken

De disposable deken van Medline biedt patiënten warmte en comfort tijdens onderzoeken en ingrepen, gedurende perioperatieve en postoperatieve momenten.

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
DORB01	Wegwerp Patiëntdeken	110 x 210 cm	30
DORB02	Disposable patiëntdeken (grootverpakking)	110 x 210 cm	26



Patiënt onrustbanden

Dit zijn zachte en sterke foambanden om de patiënt aan de operatietafel of brancards vast te zetten en ongewenste bewegingen en letsel tijdens ingrepen te beperken.


Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakking
ORS01	Patiënt onrustband, klittenbandsluiting, 2 stuks	10 x 83.5 cm	24



Vloerveiligheid

Ons complete portfolio voor vloerveiligheid is gericht op het gevaar van vallen, de noodzaak om vloeistoffen snel te verwijderen en het verbeteren van de veiligheid in de werkomgeving.

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Absorptie-vermogen	Anti-slip	Verpakking
ORLLPBS	Liqui-Loc; small	71,1 x 101,6 cm	2.2L	Ja	13/doos
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3.0L	Ja	10/doos
ORLLPBL	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3.9L	Ja	8/doos
ORDSFMAT	Dubbelzijdige vloermat	75 x 38 cm	7.0L	Nee	50/ds



Wilt u ook uw vloeren beschermen?

Ondersteuning voor succes

We begrijpen dat het implementeren van nieuwe protocollen of producten veel tijd en moeite kost. Wij kunnen helpen. Ons team van experts biedt klinische ondersteuning en productondersteuning om te zorgen voor een succesvolle implementatie.

Ons team van experts kunnen u helpen met:

- Productgerelateerde diensten en training
- Gespecialiseerde informatie voor productgebruik en best practices
- Een compleet huidmanagement programma.

Lees meer over onze klinische en educatieve diensten. Neem vandaag contact op met uw vertegenwoordiger.

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: nl.medline.eu




VOLG ONS



1. Meredith, J. O. et al. (2011) "Are we operating effectively? A lean analysis of operating theatre changeovers," Operations management research, 4(3-4), pp. 89-98.
2. Ang, W. W. et al. (2016) "The cost of trauma operating theatre inefficiency," Annals of medicine and surgery (2012), 7, pp. 24-29.
3. Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. WOUNDS, 24 (9), 234-241.
4. Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., ...McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal, 94(6), 555-66.
5. Donskey, C. J. (2013) "Does improving surface cleaning and disinfection reduce health care-associated infections?," American journal of infection control, 41(5 Suppl), pp. S12-9.
6. McDonald, S. and Bott, A. (2020) "Surgical site infections," Surgery, 38(3), pp. 150-154.

QuickSuite sets, Sahara lakens, tillakens, hoofdeinde / armsteun, beenbeugelhoezen en onrustbanden zijn klasse I medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Ultrasorbs en Extrasorbs zijn klasse I medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de bijbehorende etiketten.



We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1087_NL 01/2021