



**Eficácia  
e eficiência  
na sala  
de operações**

# O QuickSuite ajuda a que a sua sala de operações fique mais inteligente, mais ágil e segura.

## Cada minuto conta.

As salas de operação de um hospital são um recurso crítico, mas caro no processo de cuidados de saúde. A eficiência e a utilização das salas de operações afetam as finanças dos hospitais, a eficácia clínica e os resultados gerais do paciente.<sup>1</sup>

Mantenha os seus procedimentos no caminho certo com as soluções QuickSuite e Ultrasorbs para salas de operação, para uma preparação mais rápida e mais eficiente entre cirurgias.

## Há uma necessidade real de proteção.

A incidência de úlceras por pressão em pacientes cirúrgicos continua a aumentar.<sup>3</sup> Para além da pressão, a humidade, a temperatura, a fricção e os cortes são quatro dos principais fatores extrínsecos associados ao desenvolvimento de úlceras de pressão. Manter a pele dos pacientes seca é essencial para ajudar a prevenir úlceras por pressão e lesões cutâneas associadas à humidade (LCAH).

Escolha entre uma seleção de lençóis descartáveis, kits ou componentes individuais projetados para manter a humidade afastada da pele.

## Prevenir para salvar.

O papel da contaminação superficial na transmissão de agentes patogénicos nosocomiais é cada vez mais reconhecido. O ambiente inanimado das salas de operação (por exemplo, mesas, chão e superfícies de equipamentos) tem sido considerado fonte potencial de patogénicos que podem causar infeções do sítio cirúrgico (ISCs).<sup>5</sup>

As nossas soluções descartáveis ajudam a reduzir o risco de contaminação cruzada e maximizam a proteção de barreira durante a preparação do bloco entre cirurgias.



### Eficácia melhorada

O custo da ineficiência, devido a atrasos de preparação entre cirurgias, é estimado em **£24.77** por minuto.<sup>2</sup>



### Melhore a segurança

Cerca de **23%** das úlceras por pressão adquiridas no hospital desenvolvem-se durante cirurgias com duração superior a 3 horas.<sup>4</sup>



### Custos de contenção

O custo das ILC para o Serviço Nacional de Saúde acresce a **£10 523** por paciente.<sup>6</sup>

# Todos os níveis de proteção

Aumente a segurança do paciente e a eficácia operacional na sala de operações com as coberturas de mesa Sahara® e Ultrasorbs® da Medline.

Escolha a solução que mais se adequa aos seus procedimentos cirúrgicos:

- **Coberturas de Mesa de Operações Sahara** para procedimentos standard com um nível de fluidos baixo/médio
- **Cobertura de Mesa de Operações Superabsorvente Respirável Ultrasorbs** para procedimentos com muitos fluidos (cardíacos, geral/torácicos, ortopédicos); oferece maior controlo da humidade e mantém um ótimo microambiente para a pele

Ambas as soluções têm um design impermeável que protege as mesas de operação contra fluidos, reduzindo assim o risco de abrigar bactérias.

## Lençol Protetor de Mesa de Operações Sahara

Este lençol oferece proteção eficaz para a mesa de operação durante procedimentos curtos com poucos fluidos. Tem uma folha traseira impermeável durável com uma folha superior em não-tecido macio.



## Lençol de Mesa de Operações Superabsorvente Sahara

Este lençol superabsorvente contribui para melhorar o conforto e a segurança do paciente durante os procedimentos padrões na sala de operações, protegendo simultaneamente a pele do paciente e a mesa de operações dos fluidos.

Também está disponível em configuração ajustável que garante uma aplicação fácil e rápida.



## Protetores Absorventes Respiráveis Ultrasorbs

Este lençol ultra-suave, multi-camada respirável e descartável oferece uma solução especialmente concebida para a gestão rápida e eficaz da humidade. O seu núcleo de polímero superabsorvente mantém a humidade afastada da pele do paciente e fica seco ao toque em minutos.

Recomendado para pacientes com um elevado risco de rutura da pele, este lençol está disponível com uma folha traseira reforçada para virar e reposicionar o paciente (capacidade de peso de 150 a 170 kg). Disponível também em versão estéril.




# Escolha a solução mais adequada para a sua sala de operações

## Comparativo entre Sahara e Ultrasorbs

### Sahara

- A tecnologia de núcleo de polímero afasta rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele\*
- Acolchoado para obter uma superfície lisa e conforto do paciente\*
- Disponível em 3 tamanhos diferentes para diferentes procedimentos:
  - » 102 x 230 cm
  - » 102 x 152 cm
  - » 100 x 310 cm
- Película posterior antiderrapante Sahara para maior aderência à superfície da mesa de operações
- Risco reduzido de abrigar bactérias por ser descartável

(\*) Exceto Sahara Protective



### Ultrasorbs

- Tecnologia de núcleo superabsorvente permeável ao ar para remover rapidamente a humidade, reduzir a acumulação de calor corporal e manter um microambiente ideal para a integridade da pele
- Camada superior suave para melhorar o conforto do paciente e ajudar a reduzir a fricção e cortes
- Disponível em versões estéreis e com painel posterior reforçado, permitindo-lhe rodar, reposicionar e transferir pacientes com até 170 kg
- Absorvência reforçada
- Risco reduzido de abrigar bactérias por ser descartável

Segue-se a informação para encomendar as diferentes configurações dos produtos anteriormente mencionados.

| Produto     | Código do artigo | Tamanho      | Nível de absorvência | Baixo desprendimento de fios | Permeável ao ar | Capa posterior antiderrapante | Capacidade de elevação de peso | Estétil | Embalagem |
|-------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Sahara®     | DYND4090NA       | 102 x 230 cm | Baixo                | X                            |                 | X                             |                                |         | 40        |
|             | DYND4060SBE      | 102 x 152 cm | Alto                 | X                            |                 | X                             |                                |         | 20        |
|             | DYND4090SBE      | 102 x 230 cm | Alto                 | X                            |                 | X                             |                                |         | 20        |
|             | DYNDE4090FTD     | 102 x 230 cm | Alto                 | X                            |                 | X                             |                                |         | 20        |
|             | QSS01 (Angio)    | 100 x 310 cm | Alto                 | X                            |                 |                               |                                |         | 20        |
| Ultrasorbs® | MSCE4090PUPS     | 101 x 228 cm | Muito alto           | X                            | X               |                               |                                |         | 30        |
|             | MSCE4090PPSTA    | 101 x 228 cm | Muito alto           | X                            | X               |                               |                                | X       | 25        |
|             | USAP4090ES       | 101 x 228 cm | Muito alto           | X                            | X               |                               | 170 kg                         |         | 25        |
| Extrasorbs® | EXTRASRBE150     | 80 x 210 cm  | Muito alto           | X                            | X               |                               | 150 kg                         |         | 30        |

Também quer proteger o chão? Pergunte ao seu Medline account manager pelas soluções Liqui-Loc™ de tapetes para o chão.



## Proteção de barreira

O kit de roupa QuickSuite protege as almofadas da mesa de operações contra os fluidos corporais e as bactérias, reduzindo os custos de substituição.



# Escolha o kit perfeito...

Tempo é dinheiro—e a segurança é tudo. Agilize a preparação e suprima processos com um kit de preparação completo QuickSuite para a sala de operações.

## Kit QuickSuite

Cada conjunto é de utilização única, por isso cada caixa começa limpa. Tudo ao seu alcance num prático kit. Pode encomendar os kits QuickSuite com diferentes componentes para vários procedimentos cirúrgicos consoante as suas necessidades. A capacidade de personalizar os seus kits ajuda a reduzir o desperdício.

| Itens             | Lençol de mesa de operações absorvente Sahara |              | Lençol de colocação/elevação | Capas para Apoio de Braços | Cobertura para apoio de cabeça | Capa ajustável para apoio de braços | Correia corporal descartável | Resguardos (2 unid.) | Embalagem |
|-------------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
|                   | 102 x 152 cm                                  | 102 x 230 cm | 102 x 152 cm                 | 72,5 x 33,5 cm             | 38 x 39 cm                     | 75 x 39 cm                          | 83,5 x 10 cm                 | 60 x 90 cm           |           |
| DYKQSUITEL2CEA    |   | X            | X                            |                            |                                |                                     |                              |                      | 24        |
| DYKQSUITEL2CEASB* |   | X            | X                            |                            |                                |                                     |                              |                      | 24        |
| DYKQSUITEL3CEA    |   | X            | X                            | X                          |                                |                                     |                              |                      | 16        |
| DYKQSUITEL4CEA    |   | X            | X                            | X                          | X                              |                                     |                              |                      | 16        |
| DYKQS01           | X   |              | X                            | X                          |                                |                                     |                              |                      | 30        |
| DYKQSC01          |   | X            | X                            |                            |                                | X                                   | X                            |                      | 16        |
| DYKQSC02          | X   |              | X                            |                            |                                |                                     |                              | X                    | 16        |


## ...Ou encomende artigos individuais

Compre «da prateleira» para adquirir apenas os artigos descartáveis à parte de que precisa.

### Cobertura de mesa de operações Sahara

A cobertura Sahara contém tecnologia de polímero no seu núcleo que retira rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele. O seu padrão acolchoado ajuda a humidade a espalhar-se uniformemente por todo o lençol e, graças aos rebordos selados, o líquido não vaza. Além disso, a camada impermeável e o design descartável criam um risco reduzido de abrigar bactérias.

| Código do artigo | Descrição   | Tamanho      | Embalagem |
|------------------|---|--------------|-----------|
| DYND4060SBE      | Cobertura de Mesa de Operações Superabsorvente Sahara | 102 x 152 cm | 20        |
| DYND4090SBE      | Cobertura de Mesa de Operações Superabsorvente Sahara | 102 x 230 cm | 20        |
| QSS01(*)         | Cobertura de Mesa de Angiografia Absorvente Sahara    | 100 x 310 cm | 20        |
| DYND4090NA       | Cobertura Protetora de Mesa de Operações Sahara       | 102 x 230 cm | 40        |
| DYNDE4090FTD     | Cobertura Absorvente Ajustada Sahara                  | 102 x 230 cm | 20        |



(\*) Estes artigos incluem uma capa posterior standard. Todas as restantes coberturas Sahara incluem uma capa posterior antiderrapante



## Componentes individuais

Estes produtos estão disponíveis como artigos individuais ou coletivamente num pacote no Kit de Mesa de Operações QuickSuite da Medline. Os kits contêm uma variedade de componentes descartáveis que podem ser utilizados para configurar e limpar, de forma fácil e eficaz, a mesa de operações.

### Lençóis de colocação/elevação

Os lençóis de elevação macios e descartáveis da Medline são ideais para o reposicionamento e transferência de pacientes de e para a mesa de operações. Configurações com alças também disponíveis; concebidas para sistemas de elevação superior.

| Código do artigo | Descrição                                 | Tamanho      | Embalagem | Capacidade de peso |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------------|
| DYNDDS4060E      | Lençol de colocação/elevação, branco      | 102 x 152 cm | 20        | Até 200 kg         |
| DYNDDS6078E      | Lençol de colocação/elevação, branco      | 152 x 198 cm | 20        | Até 224 kg         |
| QSL501           | Lençol de deslocamento/elevação com pegas | 90 x 175 cm  | 20        | Até 220 kg         |



### Capas para apoio de cabeça, apoio de braços e estribos

Projetadas para proteger o apoio de cabeça, apoio de braços e estribos da mesa de operações durante as cirurgias. A camada impermeável de polietileno ajuda a manter os equipamentos limpos e secos, reduzindo o potencial de contaminação cruzada e alargando o período de usabilidade.

| Código do artigo | Descrição   | Tamanho        | Embalagem |
|------------------|---|----------------|-----------|
| QSACOVER         | Capas para apoio de braços com alças                    | 72,5 x 33,5 cm | 100       |
| QSACEL01         | Capas ajustáveis para apoio de braços com alças         | 152 x 198 cm   | 100       |
| QSLCEL01         | Capas ajustáveis de estribo com alças                   | 102 x 52 cm    | 100       |
| DYKQSHPC1CEA     | Capa para o posicionador de cabeça da mesa de operações | 38 x 39 cm     | 300       |



### Cobertor Descartável para Pacientes

O Cobertor Descartável para Pacientes da Medline foi idealizado para dar calor, conforto e dignidade aos pacientes durante exames e cirurgia, nos períodos peri e pós-operatório.

| Código do artigo | Descrição  | Tamanho      | Embalagem |
|------------------|--|--------------|-----------|
| DORB01           | Cobertor Descartável para Pacientes                      | 110 x 210 cm | 30        |
| DORB02           | Cobertor Descartável para Pacientes (embalagem a granel) | 110 x 210 cm | 26        |



### Correias Corporais para Pacientes

Trata-se de tiras de espuma macia e forte para prender o paciente à mesa de operações ou maca, limitando movimentos indesejados e lesões durante as cirurgias.

| Código do artigo | Descrição   | Tamanho      | Embalagem |
|------------------|---|--------------|-----------|
| ORS01            | Correia corporal descartável, fecho de velcro, x2 | 10 x 83,5 cm | 24        |




### Soluções de Segurança para o Chão

O nosso portefólio de segurança para o chão completo resolve quer a questão do perigo de queda, quer a necessidade de remoção rápida dos fluidos, com o compromisso de melhorar a segurança no ambiente de trabalho.

Também quer proteger o chão?

| Código do artigo | Descrição                        | Tamanho         | Nível de absorvência | Antiderapante | Embalagem |
|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------|
| ORLLPBS          | Liqui-Loc; pequeno               | 71,1 x 101,6 cm | 2,2 l                | Sim           | 13/caixa  |
| ORLLPBM          | Liqui-Loc; médio                 | 71,1 x 142,2 cm | 3,0 l                | Sim           | 10/caixa  |
| ORLLPBL          | Liqui-Loc; grande                | 71,1 x 182,8 cm | 3,9 l                | Sim           | 8/caixa   |
| ORDSFMAT         | Tapete de dupla face para o chão | 75 x 38 cm      | 7,0 l                | Não           | 50/caixa  |



# Apoio para o êxito

Sabemos que a introdução de novos protocolos ou produtos pode ser um investimento significativo de tempo e esforço. Mas podemos ajudá-lo. A nossa equipa de peritos disponibiliza-lhe apoio clínico e ajuda sobre os nossos produtos, para garantir uma implementação bem sucedida.

A nossa equipa de peritos pode disponibilizar-lhe o seguinte:

- Serviços e formação sobre os produtos
- Informação especializada sobre a utilização do produto e boas práticas
- Um programa abrangente de gestão cutânea.

**Saiba mais sobre os nossos serviços de apoio clínicos e de formação. Entre já em contacto com o seu Delegado de Vendas da Medline.**

**Para mais informações**, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso Website: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

SIGA-NOS



1. Meredith, J. O. et al. (2011) "Are we operating effectively? A lean analysis of operating theatre changeovers," *Operations management research*, 4(3-4), pp. 89-98.
2. Ang, W. W. et al. (2016) "The cost of trauma operating theatre inefficiency," *Annals of medicine and surgery* (2012), 7, pp. 24-29.
3. Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. *WOUNDS*, 24 (9), 234-241.
4. Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. *AORN journal*, 94(6), 555-66.
5. Donskey, C. J. (2013) "Does improving surface cleaning and disinfection reduce health care-associated infections?," *American journal of infection control*, 41(5 Suppl), pp. S12-9.
6. McDonald, S. and Bott, A. (2020) "Surgical site infections," *Surgery*, 38(3), pp. 150-154.

Os kits QuickSuite, coberturas Sahara, lençóis de colocação/elevação, capas para apoio de cabeça/braços, capas de estribo para pernas e correias do corpo do paciente são dispositivos médicos classe I destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Os Ultrasonds e Extrasorbs são dispositivos médicos classe I destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Medline International France SAS  
8 Rue Charles Lindbergh  
44180 Châteauneuf, France



Medline Industries, Inc.  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093, US



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1087\_PT 12/2021