



Restore®
GUANTES DE NITRILO

**DISFRUTA DE
TUS GUANTES.**



TU CUIDAS A LOS PACIENTES. NUESTROS GUANTES CUIDAN DE TI.

Los profesionales sanitarios tienen las manos ocupadas todo el día y todos los días, cuidando de sus enfermos. Y la necesidad de utilizar guantes, crea un ciclo interminable húmedo/seco que puede conducir a irritar la piel. Los nuevos guantes de nitrilo Restore son los primeros guantes de Medline en utilizar Avena Coloidal para añadir comodidad y eficiencia a las herramientas más valiosas, las manos de tu personal sanitario.



¿QUÉ ES LA AVENA COLOIDAL?

La Avena Coloidal es simplemente la avena que se ha molido de forma muy fina para proporcionar el máximo beneficio mediante la exposición de sus valiosos componentes. La FDA ha indicado que la avena coloidal puede proteger la piel de forma temporal, y ayudar a aliviar la irritación de la piel y la picazón leve debido a erupciones o eczemas.

La avena coloidal es un protector de confianza probada para la piel, y recomendada en todo el mundo por dermatólogos¹



¿CÓMO FUNCIONA?

Los guantes Restore forman una película de avena coloidal entre el guante y tu piel, ayudando a mantener la piel hidratada, previniendo condiciones adversas asociadas con la piel seca. Este innovador producto funciona mientras trabajas, y ayuda a que tu piel se sienta suave y tersa.

La avena coloidal ayuda a aliviar la irritación y picazón asociadas con la piel seca.



LOS GUANTES RESTORE APORTAN LAS SIGUIENTES VENTAJAS Y BENEFICIOS... ¡TE ENAMORARÁN!

- » **Eficiencia en el envasado - Microstop** - barrera plástica transparente, situada en la apertura de la caja, que evita que los guantes salgan de manera accidental de la caja; de esta forma, la caja dispensa los guantes que necesitas para tus labores clínicas
- » **Colores suaves** - el tono blanco cremoso de Resto es tan suave, como se sentirán tus manos al utilizarlo
- » **Código de colores, por talla** - Cada caja cuenta con un color asociado a la talla y de esta forma te permite seleccionar fácilmente la talla del guante




Restore

GUANTES DE NITRIL

Protege las manos de todos los usuarios
en todas las tallas

Referencia	Talla	Envasado
OAT-XS	Extra Pequeña	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-S	Pequeña	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-M	Mediana	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-L	Grande	200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-XL	Extra Grande	180 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja

Regulación y estándares de calidad

- Reglamento Europeo (EU) 745/2017 de Productos Sanitarios
 - Reglamento (EU) 425/2016 de Equipos de Protección Individual - Categoría III
 - Reglamento (EU) 10/2011 para materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
 - Los guantes Restore de nitrilo son productos sanitarios de clase I no estéril destinados a ser usados por profesionales sanitarios
- Antes de usar, consulte las precauciones e instrucciones en el etiquetado.  Medline International France SAS
1 Rue de la Gare Loubert
91100 Châtenay-Malabry, France



Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com