

Restore® Sense Nitril Onderzoekshandschoenen

Medline's onderzoekshandschoenen met een laagje colloïdale haver



**Het comfort
dat u verdient
om te voelen**







Dermatologische problemen in de gezondheidszorg

80%

van de verpleegkundigen zijn niet blij met de staat van hun handen op het werk¹

89%

van de verpleegkundigen hebben geen gehydrateerde en zachte handen op het werk¹

85%

van de verpleegkundigen ervaart huidirritatie aan de handen¹

**U zorgt voor uw patiënten.
Onze handschoenen zorgen
voor uw handen.**

Het gebruik van handschoenen in dit veeleisende beroep zorgt voor een eindeloze nat-droogcyclus die kan leiden tot een droge en/of geïrriteerde huid.

Met Restore Sense nitril onderzoekshandschoenen, Medline's handschoenen met een laagje colloïdale haver, kan het zorgpersoneel hun meest belangrijke instrumenten - de handen - hydrateren.

Wat is colloïdale haver?

Colloïdale haver is haver die fijngemalen is om de meest waardevolle componenten te kunnen benutten voor de grootst mogelijke voordelen. Wanneer het wordt toegepast, kan colloïdale haver de geïrriteerde, droge en/of jeukende huid kalmeren en lichte huidirritaties, zoals huiduitslag of eczeem, verlichten. De stof wordt al lang gebruikt voor dermatologische toepassingen.

Hoe werkt het?

De colloïdale haver coating van Restore Sense vormt een laag tussen de huid en de handschoen, om de handen gehydrateerd te houden, waardoor ze zachter en gladder aanvoelen.

Effectiviteit van handschoenen met colloïdale haver

Medline Industries, Inc. studie

Studie door Medline Industries, Inc.² op het effect van het gebruik van handschoenen met colloïdale haver

- 40 zorgverleners hebben deelgenomen
- De deelnemers beoordeelden hun eigen huid voor en na het onderzoek
- Deelnemers gebruikten handschoenen met colloïdale haver gedurende 4 tot 14 dagen
- Huidirritatie werd gemeten op een 12-puntsschaal

Bevindingen:

- Voor het onderzoek was de gemiddelde huidirritatie score - 2,39 van 12
- Na het onderzoek was de gemiddelde huidirritatie score - 1,36 van 12
- Er was een significante vermindering ($p = 0,022$)
- 90% van de deelnemers gaven aan huidverbeteringen te ervaren



Restore Sense klinisch onderzoek (oktober 2019)


- Uitgevoerd in 4 Italiaanse ziekenhuizen
- Met 188 deelnemers
- Met enquête voor en na het onderzoek
- Inclusief gebruik van Restore Sense voor 5 dagen

	Resultaten voor het onderzoek	Resultaten na het onderzoek
De huid van mijn handen is geïrriteerd.	89%	13%
Ik ben tevreden over de staat van mijn handen tijdens het werk.	20%	98%
Mijn handen zijn gehydrateerd en voelen zacht aan op het werk.	11%	89%

Restore Sense verpakking

Medline maakt afvalvermindering eenvoudiger, door innovatieve verpakkingen:

- MicroStop™ folie (voorkomt dat meer dan het bedoelde aantal handschoenen uit de doos gepakt wordt, of dat handschoenen uit de doos vallen)
- Flat-layer verpakking (zorgt ervoor dat er meer handschoenen in een doos passen, zonder het formaat van de doos te wijzigen)



De resultaten van de studie zijn op aanvraag verkrijgbaar.¹

Restore Sense eigenschappen

Bescherming

- AQL van 1,0 (industriestandaard is 1,5)
- PBM Categorie III, type C
- Uitgebreide testen met chemicaliën
- Getest op weerstand tegen cytostatica

Huidvriendelijk

- Voorkomt milde vormen van huidirritatie
- Colloidale haver coating hydrateert en verzacht de huid
- HPLC-getest op sporen van chemische versnellers

Kalmerende groene kleur

- Exclusieve kleur

Verpakkingsoplossingen

- Geoptimaliseerde verpakking 250 st/doos
- MicroStop folie
- Op kleur gebaseerde maatvoering
- Flat-layer verpakking



Restore Sense nitril handschoenen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OATN32XS	Extra-small	250/doos; 2,500/omdoos
OATN32S	Small	250/doos; 2,500/omdoos
OATN32M	Medium	250/doos; 2,500/omdoos
OATN32L	Large	250/doos; 2,500/omdoos
OATN32XL	Extra-large	230/doos; 2,300/omdoos



Regelgeving en kwaliteitsnormen:

- Restore® nitril handschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen volgens MDR (EU) 2017/745 bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
- Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verordening (EU) 2016/425 - categorie III
- Verordening (EU) 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel
- Getest op gebruik met cytostatica volgens ASTM D 6978

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹Restore Sense Pre- and Post-trial Evaluation - Italy Messina Tender, October 2019

²Medline Industries, Inc. Evaluation of Colloidal Oatmeal-coated Exam Gloves on Skin of Healthcare Workers, 2016

Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1199_NL 11/2021.