

# Luvas de exame de nitrilo Restore® Sense

Luvas de exame com revestimento de aveia coloidal da Medline



**O conforto  
que merece  
sentir**







# Problemas dermatológicos nos cuidados de saúde

**80%**

dos enfermeiros não estão satisfeitos com o estado das suas mãos no trabalho<sup>1</sup>

**89%**

dos enfermeiros não têm mãos hidratadas e macias no trabalho<sup>1</sup>

**85%**

dos enfermeiros sentem irritação da pele nas mãos<sup>1</sup>

**Os profissionais de saúde cuidam dos seus pacientes. E as nossas luvas cuidam das suas mãos.**

O uso de luvas nesta profissão exigente cria um ciclo húmido-seco interminável que pode provocar pele seca e/ou irritada.

Com as luvas de exame de nitrilo Restore Sense, as luvas revestidas a aveia coloidal da Medline, as equipas de saúde podem hidratar as suas ferramentas mais valiosas - as mãos.

## O que é a aveia coloidal?

Aveia coloidal designa a aveia que foi finamente moída para expor os seus componentes mais valiosos e, em última análise, fornecer os maiores benefícios. Quando aplicada, a aveia coloidal pode acalmar a pele irritada, seca e/ou com prurido, bem como aliviar irritações cutâneas menores, tais como erupções cutâneas ou eczema. Esta substância tem um largo historial de uso dermatológico.

## Como funciona?

O revestimento de aveia coloidal das luvas Restore Sense cria uma camada entre a pele e a luva para manter as mãos do utilizador hidratadas, tornando-as mais suaves e macias.

## Eficácia das luvas revestidas a aveia coloidal

### Estudo da Medline Industries, Inc.

#### Estudo da Medline Industries, Inc.<sup>2</sup> sobre o efeito do uso de luvas revestidas a aveia coloidal

- Participaram neste estudo 40 profissionais de saúde
- A autoavaliação do estado da pele antes e depois do ensaio foi feita pelos participantes
- Os participantes usaram luvas revestidas a aveia coloidal durante 4 a 14 dias
- Medição da irritação cutânea feita através de uma escala de 12 pontos

#### Resultados:

- Os resultados pré-ensaio revelaram uma pontuação média de irritação da pele de 2,39 em 12
- Os resultados pós-ensaio revelaram uma pontuação média de irritação de 1,36 em 12
- Houve uma redução significativa ( $p = 0,022$ )
- 90% dos participantes sentiram melhorias na pele



## Ensaio clínico Restore Sense (outubro de 2019)


- Realizado em 4 hospitais italianos
- Com 188 participantes
- Incluiu um inquérito pré e pós-ensaio
- Uso incluído de Restore Sense durante 5 dias

	Resultados pré-ensaio clínico	Resultados pós-ensaio clínico
Sinto a pele das minhas mãos irritada.	89%	13%
Estou satisfeito com o estado das minhas mãos no trabalho.	20%	98%
As minhas mãos estão bem hidratadas e suaves no trabalho.	11%	89%

## Embalagem Restore Sense

A Medline facilita a redução de resíduos graças às suas soluções de embalagem inovadoras:

- Película MicroStop™ (evita que mais do que o número pretendido de luvas sejam removidas da embalagem numa só ação de puxar ou que caiam)
- Embalagem em camada plana (permite incluir mais luvas numa embalagem sem aumentar o tamanho da própria embalagem)



Os resultados do estudo podem ser obtidos mediante solicitação.<sup>1</sup>

# Características das luvas Restore Sense

## Proteção

- AQL de 1,0 (a norma da indústria é de 1,5)
- EPI da Categoria III, tipo C
- Testes extensivos com produtos químicos
- Testadas para resistirem a fármacos de quimioterapia

## Delicadas na pele

- Evita formas ligeiras de irritação cutânea
- O revestimento de aveia coloidal hidrata e acalma a pele
- Teste a aceleradores químicos residuais por CLAE

## Cor verde calmante

- Exclusividade de cor

## Soluções de embalagem

- Otimização das quantidades por caixa  
250 unid./embalagem
- Barreira de película MicroStop
- Tamanhos codificados por cores
- Embalagem de camada plana



# Luvas de nitrilo Restore Sense

Número do artigo	Descrição	Embalagem
OATN32XS	XS	250/embalagem; 2500/caixa
OATN32S	S	250/embalagem; 2500/caixa
OATN32M	M	250/embalagem; 2500/caixa
OATN32L	L	250/embalagem; 2500/caixa
OATN32XL	XL	230/embalagem; 2300/caixa



## Regulamentos e normas de qualidade:

- As luvas de nitrilo Restore® são dispositivos médicos classe I não estéreis nos termos do Regulamento (UE) 2017/745 destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III nos termos do Regulamento (UE) 2016/425
- Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos
- Testadas para utilização com fármacos de quimioterapia segundo a ASTM D 6978

Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Para mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso site: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1</sup>Restore Sense Pre- and Post-trial Evaluation - Italy Messina Tender, October 2019

<sup>2</sup>Medline Industries, Inc. Evaluation of Colloidal Oatmeal-coated Exam Gloves on Skin of Healthcare Workers, 2016

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde.  
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, França



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1199\_PT 11/2021.