



SPTSmart™

Standard OP-Sets

Supply Management Lösungen für den OP



**Die smarte
Lösung für
Routine-
eingriffe**



Medline analysiert chirurgische Eingriffe inklusive Betriebskosten und Vorlaufzeiten jeder Art

Auf diese Weise erkennen wir Ihre Herausforderungen im OP und beschäftigen uns so lange damit, bis wir schnelle, intelligente und wirtschaftliche Lösungen für Sie finden. Wir analysieren. Wir erkennen Ihre Bedürfnisse. Wir finden für Sie die beste Lösung.

Medline hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich OP-Sets und entwickelt das Produkt- und Lösungsportfolio ständig weiter. Das OP-Set Sortiment wird nun durch smarten OP-Sets für Routineeingriffe erweitert.

SPTSmart von Medline beinhaltet Standard OP-Sets für Ihre am häufigsten durchgeführten Eingriffe. Diese OP-Sets stehen versandfertig in jedem unserer sechs Lager und Vertriebszentren in Deutschland, Frankreich, Irland, Großbritannien, Spanien und den Kanarischen Inseln zur Verfügung.

Das Warten auf Produktion, Konfiguration, Sterilisation und Transport hat ein Ende. Mit SPTSmart erhalten Sie Ihr gewünschtes OP-Set innerhalb kurzer Zeit. Sie suchen sich ein OP-Set aus und können sofort bestellen. Wir liefern sofort.

Produktvielfalt und hervorragende Beratungsleistungen

Für manche Eingriffe ist die sofortige Verfügbarkeit sowie die Kosteneffizienz, die ein Standard-Set (SPTSmart) bietet, ein großer Vorteil. Andere komplexere oder spezialisierte Eingriffe erfordern hingegen die individuelle Anpassung und Flexibilität unserer kundenspezifischen OP-Sets.

Medline bietet Ihnen beide Varianten an.

Unser Expertenteam analysiert gemeinsam mit Ihnen Ihre derzeitigen Prozesse, um für jeden Eingriff das richtige OP-Set für Ihre Bedürfnisse zusammenzustellen.



OP-Sets unterstützen bei:

- Verkürzung der OP-Vorbereitungszeit
- Bestandsoptimierung
- Erzielung von Einsparungen durch Verwendung standardisierter Produkte
- Verbesserung der Anwender- und Patientensicherheit
- Effizienz-Steigerung
- Gleichbleibende Produkte sichern konstante Abläufe
- Implementierung standardisierter Prozesse im OP

Frage:

Was passiert, wenn ich eine Komponente austauschen oder Produkte einer anderen Marke verwenden möchte?

Antwort:

Sehr gerne. Fragen Sie Ihren Medline Außendienstmitarbeiter noch heute nach unserem Programm für kundenspezifische OP-Sets.



SPT Smart Universal-Sets - erweitert

Smart Universal-Set, groß I


Artikelnummer: RGBASP10

Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Klettband	2,5 x 14 cm	1
Bilaminat-Anästhesietuch, Essential verstärkt, selbstklebend	170 x 260 cm	1
Bilaminat-Seitentuch, Essential verstärkt, selbstklebend	110 x 98 cm	2
Bilaminat-Fußtuch, Essential verstärkt, selbstklebend	200 x 200 cm	1
Papier-Handtuch	20 x 30 cm	2
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
5 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	2
10 Tupfer, faustgroß, XR	23,5 x 64,5 cm, Ø 5 cm	1
Saugerschlauch	300 cm, CH21, Ø 0,7 cm	1
Nadelbox, Schaum/Magnet, Klingenentferner	20iger-Unterteilung	1
Becher	120 ml	1
Schüssel, blau	250 ml	2
Stiel-Tupfer mit Schaumstoff	18 cm	1
5 Bauchtücher, 6-lagig, XR, weiß	45 x 45 cm	1
PE-Saugertasche	41 x 33 cm	1
OP-Tape, Vlies	9 x 50 cm	1

Anzahl/Packung: 4



Abdecktuch



Smart Universal-Set groß II


Artikelnummer: RGBASP11

Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Instrumentiertischbezug verstärkt	80 x 142 cm	1
Klettband	2,5 x 14 cm	1
Bilaminat-Anästhesietuch, Essential verstärkt, selbstklebend	170 x 260 cm	1
Bilaminat-Seitentuch, Essential verstärkt, selbstklebend	110 x 95 cm	2
Bilaminat-Fußtuch, Essential verstärkt, selbstklebend	200 x 200 cm	1
Papier-Handtuch	20 x 30 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
10 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	1
10 Tupfer, faustgroß, XR	23,5 x 64,5 cm, Ø 5 cm	1
Saugerschlauch	CH21, 300 cm, Ø 0,7 cm	1
Nadelbox, Schaum/Magnet, Klingenentferner	20iger-Unterteilung	1
Becher	120 ml	1
Schüssel, blau	250 ml	2
PE-Saugertasche	41 x 33 cm	1
OP-Tape, transparent	9 x 55 cm	1
5 Bauchtücher, 6-lagig, XR, grün	45 x 45 cm	1

Anzahl/Packung: 4



Abdecktuch





SPTSmart Hand-Set

Smart Hand-Set I

Artikelnummer: RGBSSP00


Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Bilaminat-Handabdecktuch Essential verstärkt, integrierte Armtischerweiterung, elastisches Fenster: 4 cm, 4 Befestigungslaschen	196 x 373 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
OP-Tape, Vlies	9 x 50 cm	1
5 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	2
Schüssel, blau	250 ml	1
Becher	120 ml	1
Nadelbox, Schaum/Magnet, Klingenentferner	20-iger Unterteilung	1
Stiel-Tupfer mit Schaumstoff	18 cm	1
Skalpell	Nº 15	1

Anzahl/Packung: 6

Komponenten



Abdecktuch



Smart Hand-Set II

Artikelnummer: RGBSSP01


Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Instrumentiertischbezug verstärkt	80 x 142 cm	1
Bilaminat-Handabdecktuch Essential verstärkt, integrierte Armtischerweiterung, elastisches Fenster: 4 cm, 4 Befestigungslaschen	196 x 373 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Tuch	150 x 90 cm	1
OP-Tape, transparent	9 x 55 cm	1
5 Tupfer, extragroß, XR	23,5 x 39 cm, Ø 4cm	1
10 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	1
Schüssel, blau	250 ml	1
Becher	120 ml	1
Nadelbox, Schaum/Magnet, Klingenentferner	20-iger Unterteilung	1
Skalpell	Nº 15	1

Anzahl/Packung: 5

Komponenten



Abdecktuch




SPTSmartKnie-Arthroskopie

Smart Knie-Arthroskopie-Set I

Artikelnummer: RGBSSP10

Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Bilaminat-Arthroskopie-Tuch Essential verstärkt mit Auffangbeutel, 2 Befestigungslaschen	230 x 302 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Stockinette	20 x 97 cm	1
OP-Tape, transparent	9 x 55 cm	2
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Kamerabezug, elastische Öffnung	17,5 x 240 cm	1
Klinge	Nº 11	1
Saugerschlauch	CH21, 300 cm, Ø 0,7 cm	1
Nadelbox, Schaum/Magnet, Klingenentferner	20-iger Unterteilung	1
Becher	120 ml	1
Stiel-Tupfer mit Schaumstoff	18 cm	1
5 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	2

Anzahl/Packung: 5



Smart Knie-Arthroskopie-Set II

Artikelnummer: RGBSSP11


Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Bilaminat-Arthroskopie-Tuch Essential verstärkt mit Auffangbeutel, 2 Befestigungslaschen	230 x 302 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Stockinette	20 x 97 cm	1
OP-Tape, transparent	9 x 55 cm	2
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Kamerabezug, Teleskopfaltung	15 x 240 cm	1
Klinge	Nº 11	1
Becher	120 ml	1
Instrumententischbezug, verstärkt	80 x 142 cm	1
Schüssel, blau	250 ml	1
10 Kompressen, 16-lagig, XR	10 x 10 cm	1
5 Tupfer, extragroß, XR	23,5 x 39 cm, Ø 4 cm	1

Anzahl/Packung: 5

Komponenten



Abdecktuch



Smart Knie-Arthroskopie III

Artikelnummer: RGBSSP12


Komponenten	Abmessungen	Anzahl
Bilaminat-Arthroskopie-Tuch Essential verstärkt mit Auffangbeutel, 2 Befestigungslaschen	230 x 302 cm	1
Beistelltischabdeckung	140 x 190 cm	1
Stockinette, Baumwolle Jersey	15 x 150 cm	1
OP-Tape, transparent	9 x 55 cm	1
Tuch	150 x 90 cm	1
Kamerabezug, Teleskopfaltung	13 x 240 cm	1
Stiel-Tupfer mit Schaumstoff	18 cm	1
Becher	120 ml	2
Krepp-Binde	15 x 400 cm	1
10 Kompressen, 12-lagig	10 x 10 cm	1
Klinge	Nº 11	1

Anzahl/Packung: 5

Komponenten



Abdecktuch



Medline OP-Sets — Ihre Supply Management Lösung

Für weitere Informationen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder besuchen Sie unsere Website: medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  