



SPTSmart™

Packs chirurgicaux standards

Solutions de gestion des dispositifs chirurgicaux



**Un niveau
supérieur
de valeur et de
performance**

Analyser chaque intervention chirurgicale, chaque coût opérationnel, chaque délai

Medline connaît vos contraintes au bloc opératoire et continue de s'y consacrer jusqu'à ce que nous trouvions des solutions plus rapides, plus intelligentes et plus rentables pour vous permettre de travailler sereinement.

Nous regardons. Nous écoutons. Nous obtenons des résultats !

Avec plus de 20 ans d'expérience sur le marché et un portefeuille de produits et de solutions en constante évolution pour nos clients, Medline est fier d'annoncer une nouvelle gamme de kits chirurgicaux standards.

SPTSmart de Medline est une sélection de kits chirurgicaux standards pour les procédures les plus couramment effectuées. Ces packs sont prêts à être expédiés depuis chacun de nos six entrepôts et centres de distribution en Allemagne, en France, en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne continentale et aux îles Canaries.

Plus besoin d'attendre la production, l'assemblage, la stérilisation et le transport. Vous choisissez, vous commandez. Nous livrons !

Gamme de produits et audits logistiques

Certaines procédures peuvent bénéficier de la faisabilité et de la rentabilité d'un pack standard, alors que d'autres procédures plus complexes ou spécialisées nécessitent la personnalisation et la flexibilité offertes par nos packs chirurgicaux personnalisés.

Avec Medline, vous pouvez tout avoir !

Notre équipe d'experts est prête à travailler avec vous et à analyser vos pratiques actuelles pour recommander le bon pack pour chaque procédure et la meilleure combinaison de packs pour répondre à vos besoins.



Ces troussees SPT peuvent vous aider à

- Réduire les délais de livraison
- Rationaliser votre inventaire.
- Augmenter les économies financières sur un produit standardisé
- Maintenir des soins de qualité aux patients et la sécurité du personnel
- Améliorer l'efficacité et la commodité
- Créer des pratiques standards dans votre établissement

Q: Que se passe-t-il si je dois modifier un composant ou si je souhaite inclure des produits d'une autre marque?

R: Aucun problème. Renseignez-vous dès aujourd'hui auprès de votre responsable commercial Medline sur notre programme de pack chirurgical personnalisé !

Petite Trousse Universelle

Petite Trousse Universelle Smart 1

Réf. code: RGBASP00


Description des composants	Taille	Qté.
Champ de tête bilaminé Essential, adhésif	160 x 260 cm	1
Champ latéral bilaminé Essential, adhésif	98 x 75 cm	2
Champ de pied bilaminé Essential, adhésif	190 x 200 cm	1
Essuie-mains	20 x 30 cm	2
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2
Poche à instruments, adhésive	41 x 33 cm	1
Cupule bleue	250 mL	1
Cupule transparente	120 mL	1
Boîtes à aiguilles	20 aiguilles	1
Bande adhésive, non tissée	9 x 50 cm	1

Qté / carton: 8

Composants



Champ principal



Petite Trousse Universelle Smart 2

Réf. code: RGBASP01


Description des composants	Taille	Qté.
Housse de Mayo renforcée	80 x 145 cm	1
Champ de tête bilaminé Essential, adhésif	160 x 260 cm	1
Champ latéral bilaminé Essential, adhésif	98 x 75 cm	2
Champ de pied bilaminé Essential, adhésif	190 x 200 cm	1
Essuie-mains	20 x 30 cm	2
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
10 compresses tissées XR	10 x 10 cm	1
Poche à instruments, adhésive	41 x 33 cm	1
Cupule bleue	250 mL	1
Cupule transparente	120 mL	1
Boîtes à aiguilles	20 aiguilles	1
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	1

Qté / carton: 6

Composants



Champ principal



Grande Trousse Universelle

Grande Trousse Universelle Smart 1

Réf. code: RGBASP10

Description des composants	Taille	Qté.
Bande velcro	2.5 x 14 cm	1
Champ de tête bilaminé Essential, adhésif avec renfort	170 x 260 cm	1
Champ latéral bilaminé Essential, adhésif avec renfort	110 x 98 cm	2
Champ de pied bilaminé Essential, adhésif avec renfort	200 x 200 cm	1
Essuie-mains	20 x 30 cm	2
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2
10 boules de gaze XR	23.5 x 64.5 cm, ø 5 cm	1
Tubulure d'aspiration	CH21, 300 cm, ø 0.7 cm	1
Boîtes à aiguilles	20 aiguilles	1
Cupule transparente	120 mL	1
Cupule bleue	250 mL	2
Badigeon mousse	18 cm	1
5 compresses laparo tissées XR	45 x 45 cm	1
Poche à instruments, adhésive	41 x 33 cm	1
Bande adhésive, non tissée	9 x 50 cm	1

Qté / carton: 4

Grande Trousse Universelle Smart 2

Réf. code: RGBASP11


Description des composants	Taille	Qté.
Housse de Mayo renforcée	80 x 142 cm	1
Bande velcro	2.5 x 14 cm	1
Champ de tête bilaminé Essential, adhésif avec renfort	170 x 260 cm	1
Champ latéral bilaminé Essential, adhésif avec renfort	110 x 98 cm	2
Champ de pied bilaminé Essential, adhésif avec renfort	200 x 200 cm	1
Essuie-mains	20 x 30 cm	2
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2
10 boules de gaze XR	23.5 x 64.5 cm, ø 5 cm	1
Tubulure d'aspiration	CH21, 300 cm, ø 0.7 cm	1
Boîtes à aiguilles	20 aiguilles	1
Cupule transparente	120 mL	1
Cupule bleue	250 mL	2
Poche à instruments, adhésive	41 x 33 cm	1
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	1
5 compresses laparo tissées XR	45 x 45 cm	1

Qté / carton: 4

Composants



Champ principal



Composants



Champ principal



Césarienne

Trousse de Césarienne SMART 1, film plein

Réf. code: RGMASP10

Description des composants	Taille	Qté.
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm	1
Champ de césarienne bilaminé Essential, adhésif avec renfort et fenêtre, 37 x 32 cm, film à inciser plein, poche de recueil de fluide à 360°	196/250 x 314 cm	1
5 compresses tissées XR	45 x 45 cm	1
Tubulure d'aspiration	CH21, 300 cm, ø 0.7 cm	1
Bistouri monté	N° 23	1
Bande adhésive, non tissée	9 x 50 cm	1
Boîte à aiguilles, rouge	20 aiguilles	1
Cupule transparente	120 mL	1
Cupule bleue	250 mL	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2
Badigeon mousse	18 cm	1
Plateau	31 x 24 x 7 cm, 3 litres	1
Grattoir pour pointe de BE	4.4 x 4.5 cm	1
Clamp ombilical		1
Bistouri électrique		1

Qté / carton: 3

Trousse de Césarienne Smart 2, film ouvert

Réf. code: RGMASP11


Description des composants	Taille	Qté.
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Champ d'accueil bébé	100 x 105 cm	1
Champ de césarienne trilaminé Ultimate renforcé, film incisé avec ouverture en forme de poire 30 x 36 cm, poche de recueil de fluide en U, jambières	196/260 x 298 cm	1
5 compresses tissées, RX	45 x 45 cm	2
Tubulure d'aspiration	CH21, 300 cm, ø 0.7 cm	1
Bistouri monté	N° 23	2
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	1
Boîte à aiguilles, rouge	20 CT	2
Cupule transparente	120 mL	1
Cupule bleue	250 mL	1
Grattoir pour pointe de BE	4.4 x 4.5 cm	1
Bistouri électrique		1
10 compresses tissées, RX	10 x 10 cm	1
10 boules de gaze	23.5 x 35 cm, ø 4 cm	1
Plateau	31 x 24 x 7 cm, 3 litres	1
Badigeon mousse	18 cm	1
Clamp ombilical		1

Qté / carton: 3


Composants



Champ principal



Champ principal



Trousse de main

Trousse de Main Smart 1

Réf. code: RGBSSP00


Description des composants	Taille	Qté.
Champ de main avec extension table à bras, bilaminé Essential renforcé, fenêtre élastique ø 3 cm, velcros	196 x 373 cm	1
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Bande adhésive, non tissée	9 x 50 cm	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2
Cupule bleue	250 mL	1
Cupule transparente	120 mL	1
Boîte à aiguilles	20 aiguilles	1
Badigeon mousse	18 cm	1
Bistouri monté	N° 15	1

Qté / carton: 6

Composants



Champ principal



Trousse de Main Smart 2

Réf. code: RGBSSP01


Description des composants	Taille	Qté.
Housse de Mayo renforcée	80 x 142 cm	1
Champ de main avec extension table à bras, bilaminé Essential renforcé, fenêtre élastique ø 3 cm, velcros	196 x 373 cm	1
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Champ bilaminé	150 x 90 cm	1
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	1
10 boules de gaze	23.5 x 39 cm, ø 4 cm	1
10 compresses tissées XR	10 x 10 cm	1
Cupule bleue	250 mL	1
Cupule transparente	120 mL	1
Boîte à aiguilles	20 aiguilles	1
Bistouri monté	N° 15	1

Qté / carton: 5

Composants



Champ principal



Arthroscopie du genou

Trousse d'Arthroscopie du genou Smart 1

Réf. code: RGBSSP10


Description des composants	Taille	Qté.
Champ d'arthroscopie de genou bilaminé Essential, avec poche de recueil des fluides	230 x 302 cm	1
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Stockinette imperméable	20 x 97 cm	1
Bande adhésive, non tissée	55 x 9 cm	2
Champ de table renforcé	140 x 190 cm	1
Housse de caméra	17.5 x 240 cm	1
Lame de bistouri	N° 11	1
Tubulure d'aspiration	CH21, 300 cm, ø 0.7 cm	1
Boîte à aiguilles	20 aiguilles	1
Cupule transparente	120 mL	1
Badigeon mousse	18 cm	1
5 compresses tissées XR	10 x 10 cm	2

Qté / carton: 5

Composants



Champ principal



Trousse d'Arthroscopie du genou Smart 2

Réf. code: RGBSSP11


Description des composants	Taille	Qté.
Champ d'arthroscopie de genou bilaminé Essential, avec poche de recueil des fluides	230 x 302 cm	1
Champ de table renforcé	140 x 190 cm	1
Stockinette imperméable	20 x 97 cm	1
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	2
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Housse de caméra	15 x 240 cm	1
Lame de bistouri	N° 11	1
Cupule transparente	120 mL	1
Couvre-table renforcé	80 x 142 cm	1
Cupule bleue	250 mL	1
10 compresses tissées XR	10 x 10 cm	1
10 boules de gaze	23.5 x 39 cm, ø 4 cm	1

Qté / carton: 5

Composants



Champ principal



Trousse d'Arthroscopie du genou Smart 3

Réf. code: RGBSSP12

Description des composants	Taille	Qté.
Champ d'arthroscopie de genou bilaminé Essential, avec poche de recueil des fluides	230 x 302 cm	1
Couvre-table renforcé	140 x 190 cm	1
Stockinette, coton	15 x 150 cm	1
Bande adhésive, transparente	9 x 55 cm	1
Champ bilaminé	150 x 90 cm	1
Housse de caméra	13 x 240 cm	1
Badigeon mousse	18 cm	1
Cupule transparente	120 mL	2
Bandage	15 x 400 cm	1
10 compresses de gaze	10 x 10 cm	1
Lame de bistouri	N° 11	1


Qté / carton: 5

SPT: Pas seulement un pack chirurgical — une solution de gestion des dispositifs médicaux

Composants



Champ principal



Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial ou consulter notre site internet sur: medline.eu/fr



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  