

Sicherheitslanzetten von Medline

Eine Lösung für die kapillare Blutentnahme



**Sicher und
einfach
anzuwenden**



Anleitung zur Verwendung der Medline Sicherheitslanzetten



Produkteigenschaften

- Alle Nadeln sind gammasterilisiert und durch eine Sterilitätskappe geschützt.
- Das vollständig geschlossene Nadelgehäuse stellt sicher, dass die Nadel vor und nach dem Gebrauch sicher verborgen bleibt und minimiert so das Risiko von Verletzungen durch scharfe Gegenstände.
- Ein integrierter Sicherheitsmechanismus verhindert die Wiederverwendung des Produkts.
- Silikonbeschichtete, ultrascharfe Nadeln für eine präzise Hautpenetration sowie eine optimale Positionierung.
- Farbcodiertes Produktdesign für eine schnelle und einfache Identifizierung.
- Einfache Handhabung mit intuitiver Aktivierung in nur zwei Schritten – keine Vorspannung erforderlich, weder bei der Druckknopf- noch bei der Kontakt-Aktivierung.
- Breite und lange Sicherheitskappe für eine einfache Entfernung – durch Drehen und Abziehen lässt sich die Nadelabdeckung mühelos lösen.

Micro Flow



SLN3016

Micro Flow



SLN2816

Normal Flow



SLN2318

Normal Flow



SLN2118

High Flow



SLN1818

Kinder



SLBLADE12

Artikelnummer	Beschreibung	Nadel/Klinge	Penetrationstiefe	Farbe	Verpackung
SLN3016	Micro Flow	Nadel 30 g	1,6 mm	Hellgrün	200 Stk./Karton
SLN2816	Micro Flow	Nadel 28 g	1,6 mm	Hellblau	200 Stk./Karton
SLN2318	Normal Flow	Nadel 23 g	1,8 mm	Blau	200 Stk./Karton
SLN2118	Normal Flow	Nadel 21 g	1,8 mm	Grün	200 Stk./Karton
SLN1818	High Flow	Nadel 18 g	1,8 mm	Orange	200 Stk./Karton
SLBLADE12	Kinder	Klinge	1,2 mm	Lila	200 Stk./Karton

Medline Baby-Fersenlanzette

Entwickelt für hohe Präzision und Zuverlässigkeit

Der in der Medline Fersenlanzette integrierte anwenderfreundliche Auslösemechanismus aktiviert die Klinge schnell, sicher und präzise und gewährleistet, dass jeder Einstich in der optimalen Tiefe und Breite erfolgt - für einen gleichmäßigen Blutfluss.

- Hochwertige Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Kleine, präzise Einschnitte zur Reduzierung von Blutergüssen
- Farbcodierte Größenkennzeichnung für eine einfache Identifikation
- Einwegprodukt für den einmaligen Gebrauch

Definierte Kontaktfläche
für eine präzise
Positionierung der Klinge



Micro-Preemie

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Verpackung
BHL01	0,65 mm Tiefe, 1,4 mm Länge	Hellblau	200 Stk./Karton 50 Stk./Box



Frühgeborene

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Verpackung
BHL02	0,85 mm Tiefe, 1,75 mm Länge	Weiß	200 Stk./Karton 50 Stk./Box



Neugeborene

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Verpackung
BHL03	1,0 mm Tiefe, 2,5 mm Länge	Rosa	200 Stk./Karton 50 Stk./Box



Kleinkind

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Verpackung
BHL04	2,0 mm Tiefe, 3,0 mm Länge	Lila	200 Stk./Karton 50 Stk./Box



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates
SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  