

Lanceta de Seguridad de Medline

Una solución para muestras de sangre capilar



**Rápida y
fácil de
usar**



Cómo utilizar la lanceta de seguridad de Medline



Ventajas

- Todas las agujas están esterilizadas por rayos gamma y protegidas por un tapón de esterilidad
- Carcasa de aguja totalmente cerrada, garantizando que la aguja quede oculta antes y después de su uso para evitar accidentes por punción
- Mecanismo de autodestrucción que evita la reutilización del dispositivo
- Agujas ultra afiladas recubiertas de silicona que permiten una colocación ideal durante la penetración de la piel
- Varias versiones del producto codificadas por colores para satisfacer aplicaciones específicas de muestras de sangre y abarcar la variedad de tipos de piel de los pacientes
- Amplia gama de diseños que ofrece punciones simples, cómodas y seguras
- Fácil de manejar, activación intuitiva en solo dos pasos, sin carga previa, tanto para activaciones por pulsador como por contacto
- Tapón de seguridad ancho y largo para facilitar la extracción; basta con girar y tirar para retirar la tapa de la aguja
- Diseño preciso para lograr una colocación del dedo cómoda y una toma de muestras de sangre ideal.



Referencia	Descripción	Aguja	Profundidad de la penetración	Color	Invasado
SLN2118	Flujo normal	Aguja; 21 G	1,8 mm	Verde	200/caja
SLN1818	Flujo alto	Aguja; 18 G	1,8 mm	Naranja	200/caja
SLN2816	Microflujo	Aguja; 28 G	1,6 mm	Azul	200/caja
SLBLADE12	Pediátrica	Hoja de bisturí	1,2 mm	Morado	200/caja

Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su Account Manager de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europa)
Eiffelstraße 60
20537 Hamburgo, Alemania



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML421_ES 02/2023