

# Dispositifs de prélèvements sanguin capillaire sécurisé Medline

Pour prélèvement d'un échantillon sanguin par voie capillaire



**Rapide et  
simple  
d'utilisation**



# Comment utiliser les Safety Lancet de Medline



## Avantages

- Aiguille stérilisée par rayonnement gamma, efficacement protégée par un bouchon stérile
- Protecteur pour aiguille fermé, garantissant la rétractation de l'aiguille avant et après son utilisation afin d'éviter les blessures
- Mécanisme autodestructeur pour éviter la réutilisation du produit
- Aiguilles ultrapointues avec revêtement en silicone pour garantir une position idéale lors de la pénétration de la peau
- Diverses versions des produits. Le code couleur permet de répondre aux applications spécifiques d'échantillons de sang et de s'adapter à la variété des types de peau des patients
- Une large gamme de modèles pour garantir un prélèvement simple, confortable et sécuritaire
- Facile à manipuler, utilisation intuitive en seulement deux étapes, sans préchargement, pour les activations à bouton-poussoir et à contact
- Capuchon de sécurité large et long pour un retrait facile ; il suffit de tourner et de tirer pour retirer le capuchon de l'aiguille
- Design précis pour garantir le bon positionnement de l'aiguille sur le doigt et un prélèvement capillaire sanguin optimal.



Référence	Description	Aiguille	Profondeur de pénétration	Couleur	Emballage
SLN2118	Débit normal	Aiguille 21 G	1,8 mm	Vert	200/carton
SLN1818	Haut débit	Aiguille 18 G	1,8 mm	Orange	200/carton
SLN2816	Faible débit	Aiguille 28 G	1,6 mm	Bleu	200/carton
SLBLADE12	Pédiatrique	Lame	1,2 mm	Violet	200/carton

**Pour plus d'informations** sur nos produits, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou de visiter notre site Internet sur [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage correspondant.



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)  
Eiffestraße 60  
20537 Hamburg, Allemagne



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML421\_FR 01/2023