

Lancetta di sicurezza Medline

Una soluzione per il prelievo di sangue capillare



**Veloce e
semplice da
usare**



Come utilizzare la lancetta di sicurezza Medline



Vantaggi

- Tutti gli aghi sono sterilizzati ai raggi gamma e protetti da un cappuccio di sterilità.
- L'alloggiamento dell'ago completamente chiuso garantisce che l'ago sia nascosto prima e dopo l'uso per evitare lesioni da taglio
- Il meccanismo di autodistruzione impedisce il riutilizzo del dispositivo
- Aghi siliconati, ultra affilati, posizionati in modo ideale durante la penetrazione cutanea
- Diverse versioni di prodotto, codificate per colore, per soddisfare le applicazioni specifiche per i campioni di sangue e per affrontare la varietà di tipi di pelle dei pazienti
- L'ampia gamma di design offre una foratura semplice, comoda e sicura
- Facile da maneggiare, attivazione intuitiva in soli due passaggi, senza pre-caricamento, per attivazioni sia a pulsante che a contatto
- Cappuccio di sicurezza largo e lungo per una facile rimozione; è sufficiente girare e tirare per rimuovere la copertura dell'ago
- Design preciso per un comodo posizionamento del dito e un prelievo ideale del campione di sangue



Riferimento	Descrizione	Ago	Profondità di penetrazione	Colore	Confezionamento
SLN2118	Flusso normale	Ago; 21 G	1,8 mm	Verde	200/conf
SLN1818	Flusso elevato	Ago; 18 G	1,8 mm	Arancione	200/conf
SLN2816	Microflusso	Ago; 28 G	1,6 mm	Blu	200/conf
SLBLADE12	Pediatrico	Lama	1,2 mm	Viola	200/conf

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: www.medline.eu/it

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe IIa destinati all'uso da parte di operatori sanitari. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le precauzioni riportate sull'etichetta corrispondente.



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg, Germany



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML421_IT 03/2023