

Medline's Veiligheidslancet

Een oplossing voor capillaire bloedafname



**Snel en
makkelijk te
gebruiken**



Hoe gebruikt u Medline's veiligheidslancet



Voordelen

- Alle naalden zijn gamma gesteriliseerd en zijn beschermd door een steriliteitsdop
- Volledig omsloten naaldbehuizing zorgt ervoor dat de naald verborgen is zowel voor als na gebruik om prikaccidenten te voorkomen
- Zelfvernietigend mechanisme voorkomt hergebruik van het apparaat
- Met siliconen beklede, ultrascherpe naalden, ideaal gepositioneerd bij huidpenetratie
- Verschillende, kleurgecodeerde productversies voor specifieke toepassingen van bloedmonsters en voor verschillende huidtypes van patiënten.
- Groot assortiment aan ontwerpen die eenvoudig, comfortabel en zeker prikken
- Gemakkelijk in gebruik, intuïtieve activatie in slechts twee stappen zonder klaarmaken, met zowel activatie door contact of door op een knop te drukken
- Brede en lange veiligheidsdop die makkelijk te verwijderen is; gewoon draaien en trekken om de bescherming los te maken
- Nauwkeurig ontwerp voor gemakkelijke vingerpositionering en ideale bloedafname



Referentie	Omschrijving	Naald	Penetratiediepte	Kleur	Verpakking
SLN2118	Normale doorstroming	Naald; 21 G	1,8 mm	Groen	200/cs
SLN1818	Hoge doorstroming	Naald; 18 G	1,8 mm	Oranje	200/cs
SLN2816	Micro doorstroming	Naald; 28 G	1,6 mm	Blauw	200/cs
SLBLADE12	Pediatriesch	Mesje	1,2 mm	Paars	200/cs

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl

Deze producten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffelstraße 90
20537 Hamburg, Duitsland



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML421_NL 01/2023