

**MEDLINE**



**SICHERE UND EINFACHE  
ANWENDUNG.**

**Prolance®**  
Einweg-Sicherheitslanzetten



Artikelnr.	Beschreibung	Nadel	Einstichtiefe	Farbe	Packfaktor
7604	Micro Flow	Nadel 28G	1,6 mm	blau	200 St. / Karton
7599	Low Flow	Nadel 25G	1,4 mm	dunkelblau	200 St. / Karton
7594	Normal Flow	Nadel 21G	1,8 mm	grün	200 St. / Karton
7601	High Flow	Nadel 18G	1,8 mm	gelb	200 St. / Karton
7620	Max Flow	Klinge	1,6 mm	lila	200 St. / Karton
7609	Pediatric	Klinge	1,2 mm	pink	200 St. / Karton

## SO EINFACH GEHT'S:



Drehen Sie die Schutzkappe und ziehen Sie diese von der Sicherheitslanzette ab.



Setzen Sie die Sicherheitslanzette an der gewünschten Stelle an und drücken Sie den Auslöseknopf zur Aktivierung.



Üben Sie um die Einstichstelle leichten Druck aus, um den Blutfluß zu stimulieren.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Besuchen Sie uns auf [www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)

### VORTEILE:

- Automatischer Nadelrückzug vermeidet Nadelstichverletzungen.
- Ergonomisches Design für eine einfache Anwendung.
- Schnelle und selbsterklärende Anwendung.
- Leichte Größenwahl durch verschiedene Farben.
- In 6 verschiedenen Größen erhältlich und gewährleistet somit eine sichere und individuelle Blutentnahme.
- Die Sicherheitslanzette wird nur bei Knopfdruck ausgelöst.
- Zur Verwendung bei Erwachsenen und Kindern geeignet.
- Die Sicherheitslanzette ist eine geschlossene Einheit, die ihre Sterilität erst bei Entfernung der Sicherheitskappe verliert.
- Konzeption für einmalige Anwendung vermeidet Kreuzinfektionen.



**Medline International Germany GmbH**  
 Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7  
 47533 Kleve  
 Deutschland  
 Tel. +49 2821 7510-0  
 Fax. +49 2821 7510-7802

[de-customerservice@medline.de](mailto:de-customerservice@medline.de)  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
 A-One Business Center  
 Z.A. la pièce N°1 - A5  
 1180 Rölle  
 Schweiz  
 Tel. +41 848 244 433  
 Fax. +41 848 244 100  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)

**Medline Austria International GmbH**  
 c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld,  
 Hlawati, Parking 2  
 1010 Wien  
 Österreich  
 Tel: +43 800 201 878  
 Fax: +43 800 201 879  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)