

Sahara Abdeckung mit Rundumgummizug

Mehr Effizienz. Mehr Sicherheit.



Die neue Sahara Abdeckung mit Rundumgummizug wurde für einen besseren Halt auf dem OP-Tisch, auf der Krankentrage oder auf dem Notfall-Patiententransporter entwickelt. Die passgenaue Form gewährleistet eine schnelle und einfache Anwendung, während die rutschfeste Rückseite die Abdeckung auch beim schnellen Patiententransport an Ort und Stelle hält.

Wichtige Merkmale

- Gewährleistet Patientenkomfort durch die gesteppte, weiche Außenschicht
- Schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten durch Polymertechnologie zum Schutz der Haut
- Flüssigkeitsundurchlässige, rutschfeste Rückseite
- Bleibt an Ort und Stelle, dank des elastischen Bandes an den Rändern
- Einwegartikel, verringert daher das Risiko von Kreuzkontamination
- Latexfrei, minimiert daher das Risiko allergischer Reaktionen

Bestellinformationen


Artikelnummer	Beschreibung	Menge
DYNDE4090FTD	Sahara mit Rundumgummizug 228 x 101 cm	20 Stück/ Karton

Obere Lage

- Weiches Vlies; für mehr Patientenkomfort

Mittlere Lage:

- Stark saugfähiges Polymer absorbiert rasch und schließt Feuchtigkeit schnell ein
- Gestepptes Muster leitet Feuchtigkeit schnell von der Oberfläche ab



Untere Lage

- Eine undurchlässige PE-Folie bietet Barrierschutz und verhindert das Flüssigkeiten die Polsterung des OP-Tisches beeinträchtigen

Für weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu