

Telo Assorbente Sahara elasticizzato

Aumenta l'efficienza. Favorisce la sicurezza. Riduce i costi.



Il nuovo telo Assorbente Sahara Elasticizzato è progettato per aiutare i reparti di Emergenza a coprire barelle, ideale anche per Elisoccorso e servizi Ambulanza. Il design aderente garantisce un'applicazione facile e veloce mentre lo strato inferiore antiscivolo mantiene il telo in posizione, anche durante il trasporto del paziente in emergenza.

Vantaggi e caratteristiche

- Assicura il comfort del paziente grazie agli strati morbidi e termosaldati
- Tecnologia con polimero assorbente che allontana rapidamente l'umidità, mantenendo la cute integra.
- Strato inferiore impermeabile, antiscivolo
- Rimane in posizione, grazie al perimetro del telo interamente elasticizzato
- Riduce il rischio di contaminazione crociata promuovendo l'utilizzo di prodotti monouso
- Riduce al minimo il rischio di reazioni allergiche perché è privo di lattice

Informazioni


Codice prodotto	Descrizione	Quantità
DYNDE4090FTD	Telo assorbente Sahara elasticizzato 228 x 101 cm	20/confezione

Strato superiore

- Morbido tessuto non tessuto; aiuta e aumenta il confort del paziente

Strato intermedio

- Polimero superassorbente che assorbe e trattiene rapidamente i fluidi
- Superficie termosaldata che garantisce un rapido passaggio dei liquidi



Strato inferiore

- Lo strato impermeabile PE fornisce protezione barriera e aiuta a prevenire che i fluidi inquinino la superficie del tavolo operatorio rovinandola nel tempo

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu