

# Sahara Absorberend Hoelaken

Verhoog efficiëntie. Bevorder veiligheid. Verlaag kosten.



Het nieuwe Sahara Absorberende Hoelaken is ontworpen om SEH afdelingen te helpen bij het bedekken van brancards op de afdeling en in ambulances. Het hoelaken ontwerp garandeert dat het laken snel en gemakkelijk te gebruiken is, terwijl de antislip achterzijde zorgt dat het laken goed blijft zitten, zelfs tijdens het snel vervoeren van patiënten.

## Belangrijke voordelen en eigenschappen

- Zorgt voor comfort voor de patiënt met zijn gewatteerde, gladde buitenlaag
- Behoudt de integriteit van de huid, dankzij core polymeertechnologie die vocht snel afvoert
- Waterdichte, antislip achterzijde
- Blijft goed zitten dankzij het elastiek in de rand
- Vermindert het risico op kruisbesmetting, omdat het laken disposable is
- Minimaliseert het risico op allergische reactie, omdat het laken latexvrij is

## Bestelgegevens


Artikelnummer	Omschrijving	Hoeveelheid
DYNDE4090FTD	Sahara Hoelaken 228 x 101 cm	20/doos

### Buitenlaag

- Zachte non-woven; verhoogt het comfort van de patiënt

### Middenlaag

- Superabsorberende polymeer neemt snel vocht op en houdt dit vast
- Gewatteerd patroon voert vocht snel af van het oppervlakte



### Achterkant

- Waterdicht polyethyleen (PE) achterzijde vormt barrièrebescherming; helpt voorkomen dat vocht op den duur de matras aantast

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: [nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)

Sahara Absorberende Hoelaken is een klasse I NS medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgverleners.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

We behouden ons het recht voor mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML1070\_NL 11/2020.

Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrijk

