

# Fatos cirúrgicos de utilização única e Casacos térmicos



**Segurança,  
variedade e  
conforto**



# Fatos Cirúrgicos de Utilização única Medline

A Medline fabrica e fornece vestuário de proteção há mais de 40 anos. Esta experiência deu-nos uma vasta experiência em cumprir sempre ou exceder os protocolos de controlo de infeções e fornecer-lhe o conforto de que precisa para lidar com a pressão de um dia intenso.

Sabemos o quanto confia neste vestuário descartável para manter a sua equipa confortável e os seus doentes seguros e é por isso que oferecemos três gamas de fatos cirúrgicos e casacos térmicos.

A Medline forneceu mais de **6,5 milhões de conjuntos de fatos cirúrgicos em 2021 a mais de 550 hospitais europeus.**



## Mantenha os seus pacientes em segurança

Os fatos cirúrgicos de utilização única são feitos de tecidos exclusivos e rigorosamente testados que têm propriedades de desprendimento de partículas mais baixas em comparação com os fatos cirúrgicos reutilizáveis. Além disso, por serem de utilização única, pode ter a certeza de que estão sempre limpos.



## Ofereça uma qualidade de produto consistente

Os fatos cirúrgicos descartáveis oferecem-lhe consistência na aparência, cor e design, e estão disponíveis numa ampla variedade de tamanhos. Desfrute de um produto limpo, confortável e novo todos os dias.



## Evite problemas de serviço de lavanderia

Com os fatos cirúrgicos de algodão reutilizáveis, um serviço de lavanderia fraco pode significar uma má qualidade da lavagem ou atrasos na entrega do tão necessário vestuário, provocando perturbações nas suas atividades diárias.



## Eliminação de custos ocultos

Embora por vezes seja difícil avaliar os custos totais dos fatos cirúrgicos reutilizáveis devido ao reprocessamento, os fatos cirúrgicos de utilização única oferecem-lhe uma visibilidade clara sobre as suas despesas.



## Introdução de um código de cores

Os nossos fatos cirúrgicos estão disponíveis numa variedade de cores, fornecendo uma forma ideal de identificar os diferentes tipos de profissionais de saúde na sala de operações.

**As suas vantagens**

# Um fato cirúrgico concebido consigo em mente

Temos trabalhado com profissionais de saúde como você para criar os nossos fatos cirúrgicos com características da sua eleição e com um desempenho do melhor. Experimente vestuário novo e limpo todos os dias.



Desenho em forma de sino para um ajuste perfeito



3 bolsos práticos na camisola



Decote em V



Atilhos ajustáveis na cintura



Camisola e calças embaladas à parte




Disponível em 7 tamanhos

## Materiais cuidadosamente selecionados

Os fatos cirúrgicos descartáveis da Medline oferecem um elevado nível de conforto graças ao seu material ultra-macio e respirável SMS com as seguintes características:



Elevada opacidade



Baixo desprendimento de fios



Anti-estático



Sem látex

## Fatos cirúrgicos gama Soft

Vestuário essencial para enfrentar os desafios diários

- » Fabricados a partir de material SMS 35 g/m<sup>2</sup> com uma ótima opacidade e suavidade
- » Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- » Disponível em **azul** e **verde** com camisola e calças embaladas à parte ou em conjuntos



## Fatos cirúrgicos gama Ultimate

A nossa gama de topo ultra-suave para atividades exigentes

Os Fatos Cirúrgicos Ultimate da Medline oferecem conforto, respirabilidade e proteção adicionais que você e os seus pacientes merecem.

- » Fabricada a partir de material de SMS de 45 g/m<sup>2</sup> com uma excelente opacidade e suavidade
- » Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
- » Disponível em **azul** com camisola e calças embaladas à parte



Bolso adicional

# Dispensador de Vestuário de Proteção

O Dispensador de Vestuário de Proteção da Medline é uma solução prática para guardar e distribuir peças de roupa não-tecido nas unidades de saúde. O nosso dispensador inteligente funciona como uma máquina automática e dá-lhe o produto certo no momento certo.

O dispensador pode distribuir e guardar de uma forma organizada vários produtos de vestuário de proteção. Tem uma estrutura modular e, consoante a sua largura, pode acomodar até 400 artigos por módulo, para que possa personalizar o seu tamanho segundo as suas necessidades. Os módulos dispensadores estão disponíveis em dois tamanhos diferentes: 70 cm de largura e 115 de altura.

## Quais são as principais características dos Dispensadores de Vestuário de Proteção da Medline?

- » **Gestão online:** Estas máquinas dispensadoras estão ligadas ao MedStock, que é a plataforma de gestão de inventário baseada na Web da Medline. O MedStock fornece relatórios de utilização em tempo real e permite-lhe criar novos utilizadores e apagar utilizadores antigos.
- » **Serviço de 24 horas:** A máquina permite dispensar equipamentos durante 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- » **Design modular, repetível:** Graças à natureza modular do sistema, a capacidade de dispensação da máquina pode ser aumentada bastando para tal acrescentar mais módulos.
- » **Visibilidade do inventário:** O vidro permite-lhe ver os artigos que estão no interior.
- » **Poupança financeira:** A máquina dispensadora permite otimizar os equipamentos e, por isso, poupar dinheiro.
- » **Mix de produtos:** Dentro de cada módulo poderá guardar até 8 produtos diferentes.



### Como funciona?

- O utilizador identifica-se com um crachá ou com um código de acesso.
- O utilizador seleciona o tamanho e o tipo de equipamento necessário.
- A máquina disponibiliza imediatamente o equipamento ao utilizador.
- O sistema regista a seleção e envia-a para um centro de custos.

## MedStock

O MedStock é uma plataforma de gestão de inventário online e oferece vários gráficos que o podem ajudar a monitorizar e controlar o consumo de produtos nas suas instalações. Basta inserir um intervalo de datas para gerar gráficos que mostram o uso do produto por categoria, uso do produto ao longo do tempo, afetação ao centro de custos e consumo por utilizador.

## Gamas de fatos cirúrgicos embaladas em conjuntos



É crucial para os clientes receberem equipamentos de proteção atempadamente. É por isso que selecionamos determinados artigos e criamos um stock de segurança maior. Isso permite-nos reagir mais rapidamente a um aumento inesperado da procura. **Esses artigos estão assinalados a negrito para facilitar a sua identificação.**

Tamanho	Gama Soft Azul	Gama Soft Verde	Embalagem
XS	<b>P35PBXS</b>	P35PGXS	1/saco, 25/caixa
S	<b>P35PBS</b>	P35PGS	1/saco, 25/caixa
M	<b>P35PBM</b>	P35PGM	1/saco, 25/caixa
L	<b>P35PBL</b>	P35PGL	1/saco, 25/caixa
XL	<b>P35PBXL</b>	P35PGXL	1/saco, 25/caixa
2XL	<b>P35PB2XL</b>	P35PG2XL	1/saco, 25/caixa
3XL	<b>P35PB3XL</b>	P35PG3XL	1/saco, 25/caixa

## Gamas de fatos cirúrgicos embalados à parte

Tamanho	Gama Soft Azul		Gama Ultimate Azul		Embalagem
	Calças	Camisola	Calças	Camisola	
XS	PXS9110P	PXS9110S	P45PBXS-P	P45PBXS-S	1/saco, 50/caixa
S	PS9110P	PS9110S	P45PBS-P	P45PBS-S	1/saco, 50/caixa
M	PM9110P	PM9110S	P45PBM-P	P45PBM-S	1/saco, 50/caixa
L	PL9110P	PL9110S	P45PBL-P	P45PBL-S	1/saco, 50/caixa
XL	PXL9110P	PXL9110S	P45PBXL-P	P45PBXL-S	1/saco, 50/caixa
2XL	P2XL9110P	P2XL9110S	P45PB2XL-P	P45PB2XL-S	1/saco, 50/caixa
3XL	-	-	P45PB3XL-P	P45PB3XL-S	1/saco, 50/caixa

## Principais 3 razões para escolher a Medline

**N.º 1** Como líder mundial em vestuário descartável, a Medline garante um fornecimento estável e uma qualidade do produto consistente.

**N.º 2:** A Medline ajuda-o a aumentar a segurança dos pacientes através da produção de materiais descartáveis feitos de material com baixa libertação de partículas.

**N.º 3:** A Medline oferece vestuário higiénico e confortável, concebido em parceria com profissionais de saúde.

# Casacos térmicos

No inverno, os profissionais de saúde podem ficar expostos a áreas mais frias nas instalações quando transferem doentes de um departamento para outro. Mantenha os seus profissionais confortáveis e quentes com a seleção de Casacos Térmicos da Medline.

**1**

## Reduzir custos

Nos meses de inverno, poderá assistir ao aumento da utilização de batas cirúrgicas estéreis. É frequente os profissionais usarem estas batas para ficarem mais aconchegados. Com a oferta de Casacos Térmicos, pode ajudar a reduzir custos, ajudando simultaneamente os seus colaboradores a cumprirem os protocolos de higiene.

**2**

## Mantenha os seus profissionais quentes e confortáveis

As gamas de Casacos Térmicos da Medline foram concebidas com materiais que garantem um elevado nível de conforto, ao passo que mantêm os seus profissionais quentes. Mais ainda, contemplam um design intuitivo com colarinho macio em malha, punhos de malha ou punhos elásticos e 3 práticos bolsos.



Gama de Casacos Térmicos Essencial com Manga Comprida



Casacos Térmicos de Manga Comprida Gama Soft



Gama Essencial manga de três quartos



Gama Essencial manga curta

### Gama de Casacos Térmicos Essencial com Manga Comprida

Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONERP600S	Azul, S	10/saco, 30/caixa
NONERP600M	Azul, M	10/saco, 30/caixa
NONERP600L	Azul, L	10/saco, 30/caixa
NONERP600XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa

### Gama de Casacos Térmicos de Manga Comprida Soft

Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONERP610S	Elástico à cintura, azul, S	10/saco, 50/caixa
NONERP610M	Elástico à cintura, azul, M	10/saco, 50/caixa
NONERP610L	Elástico à cintura, azul, L	10/saco, 50/caixa
NONERP610XL	Elástico à cintura, azul, XL	10/saco, 50/caixa

### Casacos Térmicos de Manga Comprida Gama Ultimate

Número do artigo	Descrição	Embalagem
NONERP645S	Azul, S	10/saco, 50/caixa
NONERP645M	Azul, M	10/saco, 50/caixa
NONERP645L	Azul, L	10/saco, 50/caixa
NONERP645XL	Azul, XL	10/saco, 50/caixa

### Gama Essencial manga de três quartos

NONERP800S	Azul, S	10/saco, 30/caixa
NONERP800M	Azul, M	10/saco, 30/caixa
NONERP800L	Azul, L	10/saco, 30/caixa
NONERP800XL	Azul, XL	10/saco, 30/caixa

### Gama Essencial manga curta sem punhos

NONERP700S	Azul, S	10/saco, 30/caixa
NONERP700M	Azul, M	10/saco, 30/caixa
NONERP700L	Azul, L	10/saco, 30/caixa

**Para mais informações** sobre este produto, contacte o gestor de conta da Medline ou consulte o nosso Website em: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal

Linha Azul: +351 808 291 921

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Os fatos cirúrgicos são dispositivos médicos classe I destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.  
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2022 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML528\_PT 06/2022.

