

# Seringas Pré-cheias para lavagem ZR®

Ajuda a reduzir o risco de refluxo de sangue provocado pela seringa



**Limpeza  
da via**

# Diga adeus aos problemas com cateteres.

O refluxo de sangue provocado pelas seringas pode causar uma série de complicações graves, incluindo atrasos no cuidados do paciente, aumento do risco de infeção e custos adicionais.

As Seringas Pré-cheias para lavagem ZR® da Medline minimizam o risco de bloqueio do cateter, reforçando a segurança do paciente e ajudando a melhorar os resultados.

## Características y vantagens:

- Ajuda a reduzir o risco de erros de medicação, através de rótulos que indicam claramente a presença de uma solução salina
- Sem látex, sem DEHP, sem PVC e sem conservantes
- Proporciona uma maior segurança devido ao seu processo de esterilização
- Facilita um controlo do inventário mais célere e a minimização de erros através de um código de barras de matriz de dados
- Sistema pronto a utilizar com tampa na extremidade para reduzir o risco de contaminação microbiana
- Elimina a necessidade de agulhas durante o processo de lavagem



Referência	Descrição	Embalagem
EMZG131800*	Seringa de 10ml com 3ml de solução salina	100 unidades por dispensador, 8 dispensadores por caixa, 800 unidades por caixa
EMZG151600*	Seringa de 10ml com 5ml de solução salina	100 unidades por dispensador, 6 dispensadores por caixa, 600 unidades por caixa
EMZG111600*	Seringa de 10ml com 10ml de solução salina	100 unidades por dispensador, 6 dispensadores por caixa, 600 unidades por caixa
EMZG911280**	Seringa de 10ml com 10ml de solução salina para campo estéril	35 unidades por dispensador, 8 dispensadores por caixa, 280 unidades por caixa

\*Solução e via de passagem do fluido estéreis; embalado em embalagem tubular unitário

\*\*Solução, via de passagem do fluido e superfície externa estéreis; embalagem unitário em bolsa mista. Este produto destina-se a ser usado em campo estéril.

**Para mais informações**, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt).



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Estas seringas são dispositivos médicos classe IIa destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML1157\_PT 08/2021

 1639 (SGS Belgium)



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haia, Países Baixos