

SensiCare® Extended Cuff

Guantes de examen de nitrilo con más amplia protección.



Una protección adicional y una excelente sensibilidad.

Sabemos que busca una alternativa de guantes sin látex para proteger a los pacientes y al personal. Los guantes de nitrilo son una opción muy popular, pero no todos ofrecen el mismo rendimiento. Con los nuevos guantes de examen SensiCare® Extended Cuff de Medline, por fin puede tenerlo todo: la comodidad del látex en un guante con sensibilidad y más amplia protección.

Normativas y normas de calidad

- Probados y autorizados como producto sanitario de clase I de conformidad con el Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745, cumplen las normas EN455 partes 1, 2, 3 y 4
- De acuerdo con los requisitos de la UE de la Categoría III del Reglamento de equipos de protección individual (EPI) UE 2016/425, cumplen las normas EN420, EN374-1, 2, 4, 5 y EN16523-1
- Fabricados de conformidad con ISO 13485
- Probada resistencia a sustancias químicas de conformidad con EN16523-1 y fármacos de quimioterapia en virtud de ASTM D 6978-05
- Supera los ensayos de penetración viral de conformidad con EN374-5
- Normativa (UE) n.º 10/2011 relativo a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

Información sobre pedidos


Referencia	Talla	Envasado
MDSEXTXS	XS	100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTS	S	100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTM	M	100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTL	L	100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTXL	XL	90/caja, 10 cajas/envase

Características y ventajas


- Guantes de examen de nitrilo
- Sin polvo, no estériles, libres de látex
- Grosor:
 - » Dedo: 0,14 mm
 - » Palma: 0,10 mm
 - » Puño: 0,08 mm
- Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre
- AQL 1,0
- Guantes de examen ambidiestros
- Puño largo para protegerle más tiempo
- Certificados por la actual Categoría III Reglamento de EPIs para entornos de alto riesgo
- Alto nivel de protección contra los fármacos de quimioterapia y otras sustancias químicas

Tecnología de envasado innovadora

Film Microstop



Envasados en capas planas



Códigos de colores por tamaños



2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML153-ES 05/2020



Recomendado para el uso en



Parto y alumbramiento



Procesamiento estéril



Laboratorio



Farmacológico/oncología



Unidad de cuidados no intensivos



Unidad de cuidados intensivos

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o vaya a: www.medline.eu/es