

# SensiCare® Extended Cuff

Gants d'examen en nitrile pour une plus grande protection



## Pour une protection supplémentaire et une excellente sensibilité tactile

Nous savons que vous êtes à la recherche d'un gant sans latex pour protéger les patients et le personnel. Les gants en nitrile sont une option courante, mais ne sont pas sans inconvénients. Avec le nouveau gant d'examen SensiCare® de Medline, vous pouvez enfin tout avoir : le confort du latex dans un gant nitrile.

## Réglementation et normes de qualité

- Testé et approuvé comme dispositif médical non stérile de classe 1 conformément à la certification (UE) 2017/45 sur les Dispositifs Médicaux, conforme aux normes EN455-1,2,3
- Selon les exigences de la certification (UE) 2016/425, équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN420, EN374-1, 2, 4, 5 et EN16523-1
- Fabriqué selon ISO 13485
- Testé pour la résistance aux produits chimiques conformément à la norme EN 16523-1 et aux médicaments chimiothérapeutiques selon la norme ASTM D6978-05
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN374-5
- Certifié (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

## Informations produit


Code article	Taille	Conditionnement
MDSEXTXS	XS	100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTS	S	100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTM	M	100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTL	L	100/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTXL	XL	90/boîte, 10 boîtes/carton

## Caractéristiques et avantages


- Gants d'examen en nitrile
- Longueur manchette 284 mm
- Sans poudre, sans latex, non stérile
- Force à la rupture 8.4 N
- Epaisseur :
  - » Doigt : 0,14 mm
  - » Paume : 0,10 mm
  - » Manchette : 0,08 mm
- Bouts des doigts texturés pour une meilleure prise en main
- NQA 1.0
- Gants d'examen ambidextre
- Manchette allongée pour une plus grande protection
- Certifié en vertu de la réglementation actuelle sur les EPI, catégorie III pour les environnements à haut risque
- Protection de haut niveau contre les produits chimiothérapeutiques et les autres produits chimiques

## Technologie d'emballage innovante

Film MicroStop



Positionnement des gants à plat



Code couleur par taille



## Recommandé dans les services



Industrie et manipulation



Traitement stérile



Laboratoire



Pharmacie/  
Oncologie



Unité de soins



Unité de soins intensifs

**En savoir plus.** Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site [fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)