

SensiCare® Extended Cuff



Il guanto da esame in nitrile che protegge a lungo.

Per extra protezione e sensibilità tattile eccellenti.

Sappiamo che stai cercando guanti alternativi privi di lattice per proteggere pazienti e personale. I guanti in nitrile sono la scelta più diffusa, ma non tutti sono privi di difetti. Con il nuovo guanto da esame SensiCare® di Medline, puoi finalmente avere tutto il comfort del lattice in un guanto di nitrile.

Normative e standard di qualità

- Testato e approvato come dispositivo medico di classe I non sterile in conformità al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745, conforme alle norme EN455-1,2,3
- Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, conforme alle norme EN420, EN374-1, 2, 4, 5 e EN16523-1
- Produttore conforme alla ISO 13485
- Testato per la resistenza agli agenti chimici secondo la norma EN 16523-1 e verso farmaci chemioterapici ai sensi della norma ASTM EN16523-6978-05
- Testato per la penetrazione virale secondo EN374-5
- Regolamento (UE) n. 10/2011 per materie plastiche e articoli destinati a venire a contatto con alimenti

Informazioni per gli ordini


Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MDSEXTXS	XS	100/box, 10 box/confezione di vendita
MDSEXTS	S	100/box, 10 box/confezione di vendita
MDSEXTM	M	100/box, 10 box/confezione di vendita
MDSEXTL	L	100/box, 10 box/confezione di vendita
MDSEXTXL	XL	90/box, 10 box/confezione di vendita

Caratteristiche e vantaggi


- Guanto da esame in nitrile
- Senza polvere, senza lattice, non sterile
- 8,4 N forza alla rottura
- Spessore:
 - » Dito: 0.14 mm
 - » Palmo: 0.10 mm
 - » Polsino: 0.08 mm
- Testurizzati al polpastrello per un miglior grip
- AQL 1.0
- Guanti da esame ambidestri
- Polsino lungo per una miglior protezione
- Certificati in base al nuovo regolamento DPI categoria III per ambienti ad alto rischio
- Alto livello di protezione verso chemioterapici e altre sostanze chimiche

Tecnologia innovativa di imballaggio

MicroStop Film



Flat-Layer packing



Codice colore per taglia



Consigliato per l'uso in



Maternità e sala parto



Procedure sterili



Laboratori



Farmacie/oncologia



Degenza



Terapia intensiva

Ulteriori informazioni. Contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it