

SensiCare® Extended Cuff



Nitril onderzoekshandschoenen beschermen u langer.

Voor extra bescherming en uitstekende tastgevoeligheid.

We weten dat u op zoek bent naar een alternatief voor latexvrije handschoenen om uw patiënten en personeel te beschermen. Nitril onderzoekshandschoenen zijn een populaire keuze, maar niet zonder tekortkomingen. Met Medline's nieuwe SensiCare® onderzoekshandschoenen heeft u eindelijk alle voordelen - het comfort van latex in een nitril handschoen.

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Getest en goed gekeurd als een klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel overeenkomstig Medische Hulpmiddelen Verordening (EU) 2017/745, voldoet aan de normen EN455 delen 1,2,3 en 4
- Volgens de EU voorschriften van Verordening EU 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) categorie III, voldoet aan de normen EN420, EN374-1, 2, 4, 5 en EN16523-1
- Gefabriceerd volgens ISO 13485
- Getest op resistentie tegen chemicaliën in overeenstemming met EN16523-1 en chemo medicijnen volgens ASTM D 6978-05
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN374-5
- Regelgeving (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel

Bestelgegevens


Artikelnummer	Maat	Verpakking
MDSEXTXS	XS	100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTS	S	100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTM	M	100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTL	L	100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTXL	XL	90/doos, 10 dozen/omdoos

Kenmerken en voordelen


- Nitril onderzoekshandschoenen
- Poedervrij, latexvrij, niet-steriel
- Scheurt bij een kracht van 8.4 N
- Dikte:
 - » Vinger: 0.14 mm
 - » Palm: 0.10 mm
 - » Manchet: 0.08 mm
- Vingertoppen met structuur voor betere grip
- AQL 1.0
- Onderzoekshandschoenen voor links en rechts
- Verlengd manchet om u beter te beschermen
- Gecertificeerd onder de huidige PBM regelgeving, categorie III voor hoog-risico omgevingen
- Hoog niveau van bescherming tegen cytostatica en andere chemicaliën

Innovatieve verpakkingstechnologie

MicroStop folie



Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



Aanbevolen voor gebruik bij



Meer informatie. Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: medline.eu/nl



Dit product is een klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML153-NL 05/2020

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France