

SensiCare® Extended Cuff



Luvas de exame de nitrilo que lhe dão mais proteção.

Para uma proteção adicional e uma excelente sensibilidade tátil.

Sabemos que anda à procura de uma alternativa de luvas livres de látex para proteger os doentes e os profissionais de saúde. As luvas de nitrilo são uma opção popular, mas também têm os seus defeitos. Com a nova luva de exame SensiCare® da Medline, finalmente pode ter tudo: o conforto do látex numa luva de nitrilo.

Normativas e normas de qualidade

- Testado e aprovado como dispositivo médico de Classe I não estéril de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos, cumpre as normas EN455, partes 1,2,3 e 4
- Nos termos dos requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo ao equipamento de proteção individual (EPI), Categoria III, cumpre as normas EN420, EN374-1,2,4,5 e EN16523-1
- Fabricado de acordo com a ISO 13485
- Resistência a produtos químicos testada de acordo com a norma EN16523-1 e a fármacos de quimioterapia segundo a norma ASTM 6978-05
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN374-5
- Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos

Informações de encomenda


Referência	Tamanho	Embalagem
MDSEXTXS	XS	100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTS	S	100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTM	M	100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTL	L	100/dispensador, 10 dispensadores/caixa
MDSEXTXL	XL	90/dispensador, 10 dispensadores/caixa

Características e vantagens


- Luvas de exames em nitrilo
- Sem pó, não estéreis, sem látex
- 8,4 N força de rutura
- Espessura:
 - » Dedo: 0,14 mm
 - » Palma: 0,10 mm
 - » Punho: 0,08 mm
- Pontas do dedo texturadas para uma melhor aderência
- AQL 1.0
- Luvas de exame ambidestras
- Punho longo para lhe dar mais proteção
- Certificação de acordo com os regulamentos EPI em vigor, Categoria III para ambientes de alto risco
- Elevado nível de proteção contra fármacos de quimioterapia e outros produtos químicos

Tecnologia de embalagem inovadora

Película MicroStop



Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



Utilização recomendada em



Partos



Processamento estéril



Laboratório



Farmácia/oncologia



Unidade de cuidados não intensivos



Unidade de cuidados intensivos

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt