

SensiCare® Extended Cuff



Verbesserter Schutz durch eine verlängerte Stulpe.

Ihre erste Wahl: Die unsterilen, puderfreien 280-mm-Untersuchungshandschuhe aus Nitril von Medline.

Vorteile und Eigenschaften

- Verlängerte Stulpe für längeren Schutz
- Angenehmes Tragegefühl und verlässlicher Halt
- AQL gemäß EN455-1: 1,0
- Reißkraft (FAB), Medianwert: 12,4 Newton
- Persönliche Schutzausrüstung – PSA-zertifiziert: Typ B
- Gegen Zytostatika getestet*

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MDSEXTXS	XS	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTS	S	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTM	M	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTL	L	100 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTXL	XL	90 Stk./Box, 10 Boxen/Karton





Nachhaltige Verpackungstechnik

MicroStop™-Folie

Flat-Layer-Packaging

Farbkodierte Größenkennzeichnung

100 % wiederverwertbare Materialien



Empfohlene Anwendungsbereiche



Entbindungsstation



Steriles Arbeiten



Labor



Pharmazie/
Onkologie



Normalstation



Intensivstation

Vorschriften und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und der britischen Medizinprodukteverordnung
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, -2, -3 und -4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung 2016/45 Kategorie III, wie sie im Vereinigten Königreich in Kraft gesetzt und geändert wurde
- Erfüllt die Normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Auf virale Durchdringung gemäß EN 374-5 getestet
- Erfüllt die EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Niederlande



Erfahren Sie mehr. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de

*Nicht zur Verwendung mit Carmustin oder Thiotepa.

Es handelt sich um ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Hinweisschildern.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML153_DE 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich