

SensiCare® Extended Cuff



Puño más largo para ofrecer mayor protección.

Elija nuestros guantes de examen de nitrilo no estériles libres de polvo con longitud >280 mm.

Ventajas y características

- Puño largo para proteger durante más tiempo
- Diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y un agarre fiable
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,0
- Fuerza de rotura (FAB): 12,4 newtons
- Equipo de protección individual (EPI) certificado: Tipo B
- Probados contra los fármacos quimioterapéuticos*


Información para pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MDSEXTXS	Extrapequeña	100 ud./caja, 10 cajas/envase
MDSEXTS	Pequeña	100 ud./caja, 10 cajas/envase
MDSEXTM	Mediana	100 ud./caja, 10 cajas/envase
MDSEXTL	Grande	100 ud./caja, 10 cajas/envase
MDSEXTXL	Extragrande	90 ud./caja, 10 cajas/envase




Tecnología de envasado sostenible

Film MicroStop™



Envasado a capas planas



Códigos de talla por colores



Materiales reciclables al 100 %



Recomendado para el uso en:



Obstetricia



Esterilización



Laboratorio



Farmacia/
oncología



Hospitalización



Cuidados
Intensivos

Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3 y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos



Descubra cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los SensiCare Extended Cuff, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

*No debe utilizarse con carmustina o tiotepa.

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado al uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML153_ES 09/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia