

SensiCare® Extended Cuff



Une manchette plus longue pour une protection supérieure.

Choisissez nos gants d'examen en nitrile non stériles, non poudrés de 280 mm.

Avantages et caractéristiques

- Manchette allongée pour une plus grande protection
- Conçus pour un ajustement confortable et une préhension ferme
- Niveau de qualité acceptable (NQA) pour EN455-1 : 1.0
- Force à la rupture (FAB), valeur médiane : 12,4 Newtons
- Certifiés équipements de protection individuelle (EPI) : Type B
- Testés contre les médicaments de chimiothérapie*


Informations de commande

Référence	Taille	Conditionnement
MDSEXTXS	XS	100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTS	S	100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTM	M	100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTL	L	100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
MDSEXTXL	XL	90 unités/boîte, 10 boîtes/carton




Technologie d'emballage durable

Film MicroStop™



Pliage à plat



Code couleur par taille



Matériaux 100 % recyclables



Utilisation recommandée pour :



Règlementations et normes de qualité

- Dispositif médical de classe I non stérile répondant aux exigences de la Directive européenne sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Conforme aux normes européennes EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Conforme aux exigences de la Directive européenne sur les équipements de protection individuelle (UE) 2016/45, de catégorie III, telle qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée
- Conforme aux normes EN ISO 21420 ; EN ISO 374-1 ; EN ISO 374-2 ; EN 16523-1 ; EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Conforme au règlement (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas



Découvrez comment la gamme de gants de Medline, et notamment les gants SensiCare Extended Cuff, font une différence à travers le monde. Pour en savoir plus, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : www.medline.eu/fr

*Ne pas utiliser avec la Carmustine ou le Thiotepa.

Ce produit est un dispositif médical non stérile de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML153_FR 11/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France