

SensiCare[®] Extended Cuff



Langer manchet voor betere bescherming.

Kies onze 280 mm niet-steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen.

Voordelen en eigenschappen

- Verlengd manchet om u langer te beschermen
- Comfortabele pasvorm en betrouwbare grip
- Acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) voor EN455-1: 1,0
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 12,4 newton
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)-gecertificeerd: Type B
- Getest op bescherming tegen cytostatica*

Bestelinformatie


Artikelnummer	Maat	Verpakking
MDSEXTXS	Extra Small	100 stuks/doosje, 10 doosjes/omdoos
MDSEXTS	Small	100 stuks/doosje, 10 doosjes/omdoos
MDSEXTM	Medium	100 stuks/doosje, 10 doosjes/omdoos
MDSEXTL	Large	100 stuks/doosje, 10 doosjes/omdoos
MDSEXTXL	Extra Large	90 stuks/doosje, 10 doosjes/omdoos




Dikte
Vinger: 0,14 mm
Palm: 0,10 mm
Manchet: <0,08 mm

Duurzame verpakkingstechnologie

MicroStop™ folie



Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



100% recycleerbare materialen



Aanbevolen voor gebruik bij:



Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medical Device Regulation (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de EN normen 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Nederland



Ontdek hoe Medline's handschoenen assortiment, met daarin SensiCare Extended Cuff, wereldwijd een verschil maakt. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

*Niet voor gebruik met Carmustine of Thiotepa.

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML153_NL 07/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk