

SensiCare® Punho Comprido



Punho comprido para uma melhor proteção.

Escolha as nossas luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó de 280 mm.

Vantagens e funcionalidades

- Punho comprido para maior proteção
- Concebidas para proporcionarem um ajuste confortável e uma aderência fiável
- Nível de qualidade aceitável (AQL) EN455-1: 1,0
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 12,4 newtons
- Certificação Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Tipo B
- Testadas contra fármacos de quimioterapia*

Informações de encomenda


Número do artigo	Tamanho	Embalagem
MDSEXTXS	XS	100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSEXTS	S	100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSEXTM	M	100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSEXTL	L	100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
MDSEXTXL	XL	90 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa




Espessura
Dedo: 0,14 mm
Palma: 0,10 mm
Punho: 0,08 mm

Tecnologia de embalagem sustentável

Película
MicroStop™



Embalagem
de camada
plana



Tamanhos
codificados
por cores



100% materiais
recicláveis



Utilização recomendada em:



Partos



Processamento
estéril



Laboratório



Farmácia/
Oncologia



Unidades de
cuidados não
intensivos



Unidades
de cuidados
intensivos

Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe I não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Cumpre o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amesterdão, Países Baixos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a SensiCare Punho Comprido, faz a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

*Não deve ser utilizado com Carmustina ou Tiotepa.

Este produto é um dispositivo médico classe I não estéril destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML153_PT 07/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, França