

# SensiCare® Neoprene

Steriler & puderfreier OP-Handschuh aus synthetischem Polychloropren



- Hergestellt aus synthetischem Polychloropren der zweiten Generation
  - Dieses Produkt enthält kein Naturkautschuklatex
  - Weicher und flexibler als herkömmliche Handschuhe aus synthetischem Polychloropren
- Puderfrei und mit einem synthetischen Polymer beschichtet - für ein leichteres Anziehen mit feuchten Händen
- Die hohe Beständigkeit gegenüber Zytostatika wurde gemäß ASTM D 6978-05 getestet
- Kostengünstige, latexfreie Alternative zu synthetischem Polyisopren
- Raumsparendes Verpackungsdesign
- Ideal für allgemein chirurgische Eingriffe und Zytostatikaherstellung

## Spezifikationen

- Lochfreiheit/Dichtigkeit (gemäß EN455-1: AQL 0,65)
- Fingerdicke: 0,19 mm
- Länge: 296 mm
- Farbe: Hellbraun
- Texturierung: Glatt
- Formaufbau: anatomisch
- Manschettendesign: perlenförmig, spitz zulaufend und strukturiert, um das Herunterrollen zu reduzieren

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG6355	5 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6360	6	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6365	6 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6370	7	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6375	7 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6380	8	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6385	8 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG6390	9	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemein Chirurgie

## Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Konform gemäß ISO 13485
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III, konform gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [de.medline.eu](http://de.medline.eu).

Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML214\_DE 06/2021