

# SensiCare® Neoprene

Guantes de cirugía de policloropreno sintético



- Fabricado con policloropreno
  - Este producto no contiene látex
  - Ofrece una mayor sensibilidad
- Sin polvo, con revestimiento sintético que ayuda al calzado incluso con las manos húmedas
- Ensayado frente a la permeación de agentes citostáticos de acuerdo con ASTM D 6978-05
- Alternativa económica al poliisopreno sintético
- Diseño compacto y plegado
- Ideal para usuarios de cirugía general

## Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN455-1: AQL 0,65
- Grosor en dedos: 0,19 mm
- Longitud: (per EN 455-2, Talla 7.5): 293 mm
- Color: beige
- Textura: suave
- Diseño del molde: anatómico
- Diseño del puño: anatómico y con reborde especial que impide que el guante ruede hacia la palma

## Información de pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG6355	5 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6360	6	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6365	6 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6370	7	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6375	7 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6380	8	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6385	8 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6390	9	50 pares/caja, 4 cajas/envase

## Recomendado su uso en

- Cirugía general

## Regulaciones y estándares de calidad

- De conformidad con ISO 13485
- Producto Sanitario Clase IIa; de conformidad con el Reglamento 93/42/EEC de productos sanitarios
- Equipo de Protección Individual de Categoría III; de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



**Más información.** Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril indicado para ser usado por un profesional sanitario. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML214\_ES 02/2024