

SensiCare® Neoprene

Guantes de cirugía de polichloropreno sintético



- Fabricado con polichloropreno
 - Este producto no contiene látex
 - Ofrece una mayor sensibilidad
- Sin polvo, con revestimiento sintético que ayuda al calzado incluso con las manos húmedas
- Ensayado frente a la permeación de agentes citostáticos de acuerdo con ASTM D 6978-05
- Alternativa económica al poliisopreno sintético
- Diseño compacto y plegado
- Ideal para usuarios de cirugía general

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN455-1: AQL 0,65
- Grosor en dedos: 0,19 mm
- Longitud: 296 mm
- Color: beige
- Textura: suave
- Diseño del molde: anatómico
- Diseño del puño: anatómico y con reborde especial que impide que el guante ruede hacia la palma

Información de pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG6355	5 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6360	6	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6365	6 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6370	7	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6375	7 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6380	8	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6385	8 ½	50 pares/caja, 4 cajas/envase
MSG6390	9	50 pares/caja, 4 cajas/envase

Recomendado su uso en

- Cirugía general

Regulaciones y estándares de calidad

- De conformidad con ISO 13485
- Producto Sanitario Clase IIa; de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
- Equipo de Protección Individual de Categoría III; de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visístenos en: es.medline.eu



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril indicado para ser usado por un profesional sanitario. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML214_ES 01/2021