

SensiCare® Neoprene

Gants de chirurgie en néoprène stérile sans poudre



- Fabriqué à partir d'un néoprène synthétique de deuxième génération
 - Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
 - Plus doux et plus souple que les gants en néoprène synthétique
- Sans poudre et revêtu d'un polymère synthétique pour faciliter l'enfilage sur des mains humides
- Perméation aux agents de chimiothérapie testée conformément à la norme ASTM D 6978-05
- Alternative économique au polyisoprène synthétique
- Emballage compact pour réduire l'encombrement

Caractéristiques

- Détection de trou/défaut de perméabilité (EN455-1: NQA 0.65)
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,19 mm
- Longueur : (per EN 455-2, Taille 7.5): 293 mm
- Couleur : marron clair
- Texture : lisse
- Conception du moule : anatomique
- Conception de la manchette : à bords roulés, conique et texturé pour empêcher le glissement

Informations produit


Code article	Taille	Conditionnement
MSG6355	5 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6360	6	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6365	6 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6370	7	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6375	7 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6380	8	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6385	8 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG6390	9	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton

Recommandé dans les services

- Chirurgie générale

Réglementations et normes de qualité

- Certifié ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa selon la Médical Device Directive 93/42/EEC
- Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML214_FR 02/2024

En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site www.medline.eu/fr