

# SensiCare® Neoprene



Guanto chirurgico sintetico depolverato sterile in policloroprene

- Prodotto con policloroprene sintetico di seconda generazione
  - Non contiene lattice di gomma naturale
  - Più morbido e più flessibile rispetto ai guanti in policloroprene
- Senza polvere ma con rivestimento interno in polimeri per agevolare la calzatura anche con mani bagnate
- Testato per la permeazione chimica verso agenti chemioterapici in conformità con ASTM D 6978-05
- Il Polisoprene sintetico è una alternativa economica al lattice di gomma naturale
- Confezionamento salva-spazio con design ripiegato
- Ideale per chirurgie generali e per operatori sanitari

## Specifiche

- Privo di micro-fori secondo la EN455-1: AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0,19 mm
- Lunghezza: 296 mm
- Colore: marrone chiaro
- Grip: liscio
- Design stampo: anatomico
- Design con polsino: affusolato, in rilievo e texturizzato per ridurre l'arrotolamento

## Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG6355	5 ½	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6360	6	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6365	6 ½	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6370	7	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6375	7 ½	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6380	8	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6385	8 ½	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone
MSG6390	9	50 paia/scatola, 4 scatole/cartone

## Raccomandato per l'utilizzo in

- Chirurgia Generale

## Norme e standard di qualità

- Conforme alla ISO13485
- Dispositivo Medico di classe IIa: conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici (EU)2017/745
- Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria, conforme al Regolamento sui DPI (EU)2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: [it.medline.eu](http://it.medline.eu)



Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato all'utilizzo di professionisti sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML214\_IT 02/2021