

SensiCare® Neoprene



Steriel & poedervrij, synthetische latexvrije polychloropreen chirurgische handschoen

- Geproduceerd met tweede generatie synthetisch polychloropreen
 - Dit product is niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex
 - Zachter en meer flexibel dan polychloropreen handschoenen uit het verleden
- Poedervrij en synthetische polymeercoating om aantrekken met vochtige handen te vergemakkelijken
- Getest op doorlaatbaarheid chemotherapeutische middelen in overeenstemming met ASTM D 6978-05
- Kostenbesparend latexvrij alternatief voor synthetisch polyisopreen
- Ruimtebesparende gevouwen verpakking
- Geschikt voor algemene chirurgie en personeel met bepaalde gevoeligheid voor chemische versnellers

Specificaties

- Vrijheid van gaten/lekken (per EN455-1: AQL 0.65)
- Dikte vinger: 0,19 mm
- Lengte: (per EN 455-2, Maat 7.5): 293 mm
- Kleur: lichtbruin
- Grip: glad
- Vormgeving mal: anatomisch
- Manchet design: gepareld, taps toelopend en getextureerd om afrollen te verminderen

Bestelgegevens

Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG6355	5 ½	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6360	6	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6365	6 ½	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6370	7	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6375	7 ½	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6380	8	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6385	8 ½	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos
MSG6390	9	50 paar/doos, 4 dozen/overdoos

Aanbevolen voor gebruik bij

- Algemene chirurgie

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- EN ISO 13485 conform
- Medisch hulpmiddel van klasse IIa; voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC
- Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III; in overeenstemming met PPE-regulatie (EU) 2016/425



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Meer informatie. Neem contact op met uw
Medline accountmanager of ga naar: www.medline.eu/nl

Deze handschoen is een steriel medisch hulpmiddel van klasse IIa, bestemd om te worden gebruikt door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML214_NL 02/2024