

SensiCare® Neoprene

Luvas cirúrgicas de policloropreno sintético sem pó esterilizadas



- Fabricadas em policloropreno de segunda geração
 - Este produto não é fabricado com látex de borracha natural
 - Mais macias e flexíveis do que as luvas de neopreno
- Não têm pó e estão revestidas com um polímero sintético que ajuda a calçá-las com as mãos húmidas
- Sujeitas a teste de infiltração de agentes de quimioterapia em conformidade com a norma ASTM D 6978-05
- Luvas económicas, sem látex, como alternativa às luvas de poliisopreno sintético
- A embalagem dobrada permite poupar espaço
- Ideais para cirurgia geral

Especificações

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN455-1: AQL 0.65
- Espessura dos dedos: 0,19 mm
- Comprimento: (per EN 455-2, Tamanho 7.5): 293 mm
- Cor: castanho claro
- Textura: suave
- Desenho do molde anterior: anatómicas
- Desenho do punho: frisado, cônico e texturizado para reduzir a rolagem

Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG6355	5 ½	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6360	6	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6365	6 ½	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6370	7	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6375	7 ½	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6380	8	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6385	8 ½	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.
MSG6390	9	50 pares/caixa, 4 caixas/emb.

Utilização recomendada em

- Cirurgia geral

Regulamentos e normas de qualidade

- Em conformidade com ISO 13485
- Dispositivo médico de Classe IIa; em conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos 93/42/EEC
- Equipamento de proteção individual Categoria III, em conformidade com o Regulamento PPE (UE) 2016/425



Esta luva é um dispositivo médico estéril de classe IIa, destinado ao uso por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML214_PT 02/2024

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt