



SENSICARE® PI EVOLUTION

HERGESTELLT AUS EINER INNOVATIVEN POLYISOPREN-REZEPTUR, FREI VON NATÜRLICHEM LATEX.

SensiCare® PI Evolution ist die neueste Ergänzung in Medlines revolutionärem latexfreien OP-Handschuh-Portfolio. Die einzigartige Polyisopren-Rezeptur garantiert höchstmöglichen Schutz ohne den Einsatz von Natur-Latex.

SensiCare® PI Evolution OP-Handschuhe sind dabei weicher, elastischer und komfortabler als andere latexfreie Alternativen. Sie genügen damit höchsten klinischen Ansprüchen und unterstützen die Sicherheit im OP.

Artikelnummer	Größe	VE
MSG9555	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9560	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9565	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9570	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9575	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9580	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9585	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9590	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:
Allgemeine chirurgische Eingriffe

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Medizinprodukt Klasse IIa, steril
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Synthetische Polyisopren-Rezeptur, latexfrei
- Synthetische Polymer-Innenbeschichtung
- Fingerdicke: 0,23 mm
Stulpendicke: 0,17 mm
- Stulpenlänge: 300 mm
- Farbe: creme
- Texturierung: Glatt



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.com/de