



# SENSICARE® PI EVOLUTION

UN GANT SANS LATEX, COMPOSÉ DE POLYISOPRÈNE SYNTHÉTIQUE.

Le Sensicare® PI Evolution est le nouveau gant proposé dans notre gamme de gants chirurgicaux sans latex. La composition unique à base de polyisoprène synthétique assure une protection pour les chirurgiens et les équipes de soins ne supportant plus le contact au latex naturel.

Nos gants chirurgicaux Sensicare® PI Evolution sont doux, élastiques et plus confortables que les autres gants sans latex. Notre gant rassemble toutes les caractéristiques pour répondre à vos besoins et protéger aussi bien les professionnels de santé que les patients d'une possible allergie au latex.

Références	Taille	Conditionnement
MSG9555	5.5	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9560	6	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9565	6 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9570	7	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9575	7 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9580	8	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9585	8 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9590	9	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton

## Recommandations d'utilisation :

Chirurgie générale

## Réglementations

- Produit certifié EN ISO 13485
- En accord avec la directive 93/42/EEC
- Dispositif médical stérile de Classe IIa

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :

- Composition à base d'un mélange de Polyisoprène synthétique (pas de trace de latex)
- Revêtement en polymères synthétiques
- Épaisseur au bout des doigts de 0.23mm; épaisseur de la manchette de 0.17mm
- Longueur du gant de 300mm (en accord avec la norme EN455-2)
- Couleur crème
- Texture lisse

Pour en savoir plus sur nos produits, contactez votre représentant commercial Medline ou visitez notre site : [www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)

