

SensiCare® PI Evolution



Hergestellt aus einer innovativen Polyisopren-Rezeptur, frei von natürlichem Latex.

SensiCare® PI Evolution ist die neueste Ergänzung in Medlines revolutionärem latexfreien OP-Handschuh-Portfolio. Die einzigartige Polyisopren-Rezeptur garantiert höchstmöglichen Schutz ohne den Einsatz von Natur-Latex.

SensiCare® PI Evolution OP-Handschuhe sind dabei weicher, elastischer und komfortabler als andere latexfreie Alternativen. Sie genügen damit höchsten klinischen Ansprüchen und unterstützen die Sicherheit im OP.

Spezifikationen

- Synthetische Polyisopren-Rezeptur, latexfrei
- Synthetische Polymer-Innenbeschichtung
- Fingerdicke: 0,20 mm
- Stulpenlänge: 285 mm
- Farbe: Creme
- Texturierung: Glatt

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG9555	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9560	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9565	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9570	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9575	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9580	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9585	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9590	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Allgemeinchirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Mehr erfahren. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML432_DE 06/2021