

SensiCare® PI Evolution



Fabricado con una formulación de poliisopreno sintético.
No contienen látex de caucho natural.

SensiCare PI Evolution es la última incorporación a la revolucionaria línea de guantes quirúrgicos de Medline que no contienen látex de caucho natural. La exclusiva mezcla de poliisopreno garantiza la protección de los profesionales y el personal que requiere una alternativa al látex de caucho natural.

Como resultado, los guantes quirúrgicos SensiCare® son más suaves, más elásticos y más cómodos que otras alternativas al látex para satisfacer las necesidades clínicas y respaldar una iniciativa que proporcione mayor seguridad.



Especificaciones

- Formulación de Poliisopreno sintético (No está fabricado con látex de caucho natural)
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Grosor en dedos: 0,20 mm
- Longitud (por la EN 455-2, talla 7.5): 283 mm
- Color: blanco
- Textura: suave

Información sobre pedidos

Referencia	Talla	Envasado
MSG9555	5 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9560	6	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9565	6 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9570	7	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9575	7 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9580	8	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9585	8 ½	50 pares/caja, 200 pares/envase
MSG9590	9	50 pares/caja, 200 pares/envase

Recomendado su uso en

- Cirugía general

Regulaciones y estándares de calidad

- De conformidad con ISO 13485
- Producto Sanitario Clase IIa; de conformidad con la Directiva 93/42 de productos sanitarios
- Equipo de Protección Individual de Categoría III; de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es



Este guante es un producto sanitario de clase IIa estéril indicado para ser usado por un profesional sanitario. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML432_ES 03/2024