

# SensiCare® PI Evolution

Un gant sans latex, composé de polyisoprène synthétique.



Le Sensicare PI Evolution est le nouveau gant proposé dans notre gamme de gants chirurgicaux sans latex. La composition unique à base de polyisoprène synthétique assure une protection pour les chirurgiens et les équipes de soins ne supportant plus le contact au latex naturel.

Nos gants chirurgicaux Sensicare PI Evolution sont doux, élastiques et plus confortables que les autres gants sans latex. Notre gant rassemble toutes les caractéristiques pour répondre à vos besoins et protéger aussi bien les professionnels de santé que les patients d'une possible allergie au latex.

## Caractéristiques

- Composition à base d'un mélange de Polyisoprène synthétique (pas de trace de latex)
- Revêtement en polymères synthétiques
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,20 mm
- Longueur : 285 mm
- Couleur : crème
- Texture : lisse

## Informations produit

Code article	Taille	Conditionnement
MSG9555	5 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9560	6	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9565	6 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9570	7	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9575	7 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9580	8	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9585	8 ½	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton
MSG9590	9	50 paires de gants/boîte, 200 paires/carton

## Recommandé dans les services

- Chirurgie générale

## Réglementations et normes de qualité

- Certifié ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa stérile selon la Directive (EU) 2017/745
- Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425



**En savoir plus.** Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site [fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)



CE 2797 (BSI)



STERILE R



EC REP

Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Ce gant est un dispositif médical de classe IIa stérile destiné aux professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML432\_FR 02/2021