

SensiCare® PI Evolution

Latex free. Composto da poliisoprene sintetico.



È l'ultimo arrivato nella già rivoluzionaria linea di guanti chirurgici Medline latex free. La qualità del Poliisoprene utilizzata garantisce protezione per i chirurghi e lo staff che necessitano di un'alternativa al Lattice naturale.

I guanti chirurgici SensiCare sono soffici, più elastici e più comodi di ogni altra alternativa al Lattice, per soddisfare ogni bisogno clinico e supportare ogni iniziativa di implementazione della sicurezza.

Specifiche

- Poliisoprene sintetico (Latex free)
- Rivestimento interno in Polimero sintetico
- Spessore al polpastrello: 0,20 mm
- Lunghezza (per EN 445-2, size 7.5): 283 mm
- Colore: crema
- La fibra: liscio

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
MSG9555	5 ½	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9560	6	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9565	6 ½	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9570	7	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9575	7 ½	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9580	8	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9585	8 ½	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola
MSG9590	9	50 paia/box dispenser, 200 paia/scatola

Raccomandato per l'utilizzo in

- Chirurgia generale

Norme e standard di qualità

- Conforme alla ISO13485
- Dispositivo Medico di classe IIa: conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici (EU)2017/745
- Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria, conforme al Regolamento sui DPI (EU)2016/425



Per ulteriori informazioni contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it



Il guanto è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato all'utilizzo di professionisti sanitari. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML432_IT 11/2023