

SensiCare® PI Evolution



Gemaakt van een synthetisch polyisopreen mengsel in plaats van natuurrubberlatex

SensiCare® PI Evolution is de laatste toevoeging aan Medline's revolutionaire lijn van chirurgische handschoenen, die gemaakt zijn zonder natuurrubberlatex. Het unieke polyisopreenmengsel is ontworpen om bescherming te bieden aan gezondheidsmedewerkers die een alternatief voor natuurrubberlatex nodig hebben.

Als resultaat zijn SensiCare® PI Evolution handschoenen zachter, elastischer en comfortabeler dan andere latex alternatieven om aan de behoeften van gezondheidsmedewerkers te voldoen en om veiligheidsinitiatieven te ondersteunen.

Specificaties

- Vrij van gaten, volgens EN455-1: acceptabel kwaliteitslevel (AQL) van 0,65
- Synthetisch polyisopreen mengsel (zonder natuurrubberlatex gemaakt)
- Synthetische polymeercoating
- Vingerdikte: 0,20 mm
- Handschoenlengte (volgens EN 455-2, maat 7,5): 283 mm
- Kleur: crème
- Textuur: glad

Bestelinformatie


Artikelnummer	Maat	Verpakking
MSG9555	5 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9560	6	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9565	6 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9570	7	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9575	7 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9580	8	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9585	8 ½	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos
MSG9590	9	50 paar/ doos, 200 paar/ omdoos

Aanbevolen voor gebruik binnen

- algemene chirurgie

Regelgeving en kwaliteitsnormen

- In overeenstemming met EN ISO 13485
- Klasse IIa steriel medisch hulpmiddel; in overeenstemming met Medical Device Directive 93/42/EEC
- Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425



Deze handschoen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML432_NL 11/2023

Voor meer informatie: Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl