

SensiCare® PI Evolution



Fabricadas com uma mistura de poliisopreno sintético.
Não têm látex de borracha natural.

As luvas SensiCare PI Evolution são a mais recente novidade da revolucionária gama de luvas que não são de látex de borracha natural. A mistura exclusiva de poliisopreno garante proteção aos cirurgiões e pessoal, que exigem uma alternativa ao látex de borracha natural.

Como resultado, as luvas cirúrgicas SensiCare são mais macias, elásticas e confortáveis do que as alternativas de látex para satisfazer as necessidades clínicas e apoiar iniciativas de segurança.

Especificações

- Mistura de poliisopreno sintético (sem látex de borracha natural)
- Revestimento de polímero sintético
- Espessura dos dedos: 0,20 mm
- Comprimento (per EN 455-2, tamanho 7.5): 283 mm
- Cor: branco
- Textura: suave

Informações de encomenda


Referência	Tamanho	Embalagem
MSG9555	5 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9560	6	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9565	6 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9570	7	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9575	7 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9580	8	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9585	8 ½	50 pares/caixa, 200 pares/emb.
MSG9590	9	50 pares/caixa, 200 pares/emb.

Utilização recomendada em

- Cirurgia geral

Regulamentos e normas de qualidade

- De acordo com EN ISO 13485
- Dispositivo Médico estéril de classe IIa; de acordo a Diretiva 93/42 de dispositivos médicos
- Equipamento de Proteção Individual de Categoria III; de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 de equipamentos de proteção individual



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Esta luva é um dispositivo médico estéril de classe IIa, destinado ao uso por profissionais de saúde.
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML432_PT 02/2024

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt