



SENSICARE® PI GREEN MIT ALOE VERA

STERILE, PUDERFREIE OP-HANDSCHUHE AUS POLYISOPREN

- Einzigartige, synthetische Isolex® Polyisopren-Rezeptur
 - Chemische Struktur entspricht der von natürlichem Latex, jedoch ohne die Proteine
 - Bietet den Mitarbeitern in der Gesundheitsversorgung eine Alternative zu Latex, bei gleicher Leistung in Bequemlichkeit, Passgenauigkeit und Gefühl
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Hervorragende Tastempfindlichkeit
- Feuchtigkeitsspendende Aloetouch®-Technologie
 - Die weltweit erste Pflege-Technologie für OP-Handschuhe - feuchtigkeitsspendende Eigenschaften für die Haut klinisch nachgewiesen
 - Innenseite mit 100 % reinem, gefriergetrocknetem Aloe Vera-Gel
 - Hilft beim Anlegen und spendet den Händen Feuchtigkeit
- Dunkelgrüne Färbung ermöglicht das schnelle Erkennen von Perforationen im äußeren Handschuh
- Ideal für den Einsatz von Doppelhandschuhen in der Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und bei Hochrisiko-Eingriffen

Artikelnummer	Größe	VE
MSG9255	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9260	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9265	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9270	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9275	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9280	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9285	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9290	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

Empfohlen für die Benutzung in:

Ideal für den Einsatz von Doppelhandschuhen bei Eingriffen in der Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und bei Hochrisiko-Eingriffen

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,20 mm
- Handschuhlänge (entspricht EN 455-2, Größe 7,5): 305 mm
- Farbe: Grün
- Griffigkeit: untexturiert



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Ansprechpartner oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de