

SensiCare® PI Green con Aloe Vera

Guantes quirúrgicos estériles de poliisopreno, sin látex y sin polvo



- Formulación exclusiva de poliisopreno sintético Isolex®
 - Estructura química idéntica al látex de caucho natural, sin las proteínas del látex
 - Ofrece a los profesionales de la salud una solución alternativa que funciona como el látex en términos de confort, ajuste y sensibilidad
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias asociadas con granulomas
- Sensibilidad táctil extraordinaria
- Tecnología hidratante Aloetouch®
 - Primera tecnología de guantes médicos terapéuticos del mundo
 - Clínicamente ensayados para hidratar la piel
 - Contiene gel de aloe vera liofilizado 100% puro en el revestimiento interior
 - Facilita el calzado además de hidratar sus manos
- El color verde oscuro permite la detección rápida de perforaciones en el guante exterior

Especificaciones

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0,65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del Puño: anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo
- Grosor en Dedos: 0.21 mm
- Longitud del guante (según EN 445-2, talla 7.5): 305 mm
- Color: verde oscuro
- Textura: suave

Información sobre pedidos

Referencia	Tamaño	Envasado
MSG9255	5 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9260	6	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9265	6 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9270	7	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9275	7 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9280	8	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9285	8 ½	50 pares/dispensador, 200 pares/caja
MSG9290	9	50 pares/dispensador, 200 pares/caja

Recomendado para el uso en

- Ideal para utilizar con técnica de doble enguantado en procedimientos cardíacos, trauma, ortopédico y de alto riesgo

Normativas y normas de calidad

- Fábrica conforme a la norma EN ISO 13485
- Producto sanitario de clase IIa; conforme con la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
- Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual



Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es



CE 2797 (BSI)



STERILE R

EC REP

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Este guante es un producto sanitario de clase IIa destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML570_ES 08/2021