

SensiCare® PI Green avec de l'aloé vera

Gant de chirurgie stérile en polyisoprène sans poudre



- Une composition unique à base de polyisoprène synthétique Isolex
 - Avec une structure moléculaire similaire à celle du latex mais sans les protéines
 - Offrant une solution alternative semblable au latex en terme de confort, d'ajustement et de sensation pour les professionnels de santé
- Sans Poudre pour aider à réduire l'irritation cutanée liée à la poudre et les complications post-opératoires associées aux granulomes.
- Sensibilité tactile supérieure
- Technologie Hydratante Aloetouch
 - La première technologie thérapeutique au monde sur les gants de chirurgie qui hydrate la peau (cliniquement prouvé)
 - Contient du gel lyophilisé d'aloé vera 100% pur sur la surface interne du gant
 - Facilite l'enfilage du gant en plus d'hydrater la peau
- Sa couleur verte permet de détecter rapidement les perforations sur le gant externe

Caractéristiques

- Détection des trous par EN 455 : NQA 0.65
- Revêtement en polymère synthétique
- Forme du moule: anatomique
- Aucun résidus d'accélérateurs chimiques
- Manchette : à bord roulé et conique afin d'éviter le roulement
- Epaisseur en bout de doigt : 0.21 mm
- Longueur (EN 455-2, Taille 7.5) : 305 mm
- Couleur : vert
- Surface : lisse

Informations produit

Référence	Taille	Conditionnement
MSG9255	5 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9260	6	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9265	6 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9270	7	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9275	7 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9280	8	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9285	8 ½	50 paires/boîte, 200 paires/carton
MSG9290	9	50 paires/boîte, 200 paires/carton

Recommandation d'utilisation

- Idéal pour le double gantage lors d'interventions de chirurgie cardiaque, orthopédique et à hauts risques

Réglementation et normes de qualité

- Conforme à la norme EN ISO 13485
- Dispositif médical de classe IIa ; conforme à la Directive relative aux Dispositifs Médicaux 93/42/CEE
- Équipement de Protection Individuelle de catégorie III ; conforme à la Réglementation (UE) relative aux EPI 2016/425



En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site www.medline.eu/fr



Ce gant est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML570_FR 07/2021